

Système d'aspiration  
large capacité

- garantie de 1 an
- le système d'aspiration Lafil 200 intègre une source de vide, un flacon de déchets et un kit d'aspiration en un seul système
- équipé d'une bouteille en PP grande capacité de 4 L, il évite les vidanges répétitives
- raccord rapide, plateforme de bouteille anti-chute et anti-déversement, protection anti-débordement
- protection IP 41



|                                                     | Lafil 200 - Plus                                                                                                                              | Lafil 200 BioDolphin                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vide limite absolu                                  | 1013 ~ 213 mbar                                                                                                                               | 1013 ~ 213 mbar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| débit                                               | 10 L/min                                                                                                                                      | 10 L/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| taux d'aspiration                                   | 17 ml/sec                                                                                                                                     | 17 ml/sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| puissance moteur                                    | 18 W                                                                                                                                          | 18 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| niveau sonore                                       | 55 dB                                                                                                                                         | 55 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| kits d'aspiration inclus                            | poignée, Adaptateur pour embout 1 canal (150 mm), Adaptateur pour embout 1 canal avec éjecteur, Adaptateur pour embout 8 canaux avec éjecteur | poignée, adaptateur pour embout 1 canal (50 mm), adaptateur pour embout 1 canal (150 mm), adaptateur inox 1 canal (40 mm), adaptateur inox 1 canal (80 mm), adaptateur inox 8 canaux (40 mm), adaptateur pour embout 1 canal avec éjecteur, adaptateur pour embout 8 canaux avec éjecteur, support de rangement (non autoclavable) |
| dimensions (lpxh)                                   | 380 x 260 x h220 mm                                                                                                                           | 380 x 260 x h220 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| poids                                               | 2,1 kg                                                                                                                                        | 2,1 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| alimentation                                        | 230 V - 50 Hz                                                                                                                                 | 230 V - 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Lafil 200                                           | PV1370 1                                                                                                                                      | PV1371 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| accessoires                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| bouteille isotherme en PP avec raccord rapide, 4 l  | PV2442                                                                                                                                        | PV2442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| flacon en verre avec bouchon à ventouse GL45, 3,5 l | PV1372                                                                                                                                        | PV1373                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |