

Système d'aspiration
large capacité et protection contre la surchauffe

- garantie de 2 ans
- le système d'aspiration Lafil 300 intègre une source de vide, un flacon de déchets et un kit d'aspiration en un seul système
- plateforme de bouteille anti-chute et anti-déversement, protection anti-débordement
- pompes sans huile
- le flacon de récupération des déchets et tous les accessoires sont fabriqués à partir de matériaux autoclavables tels que le PES ou le POM



1



2

	Lafil 300 - Plus	Lafil 300 - BioDolphin
vide limite absolu	99 mbar	99 mbar
débit	20 L/min	20 L/min
taux d'aspiration	18 ml/sec	18 ml/sec
puissance moteur	60 W	60 W
niveau sonore	50 dB	50 dB
bouteille de récupération	bouteille isotherme PES, 1200 ml	bouteille isotherme PES, 1200 ml
kits d'aspiration inclus	poignée, Adaptateur pour embout 1 canal (150 mm), Adaptateur pour embout 1 canal avec éjecteur, Adaptateur pour embout 8 canaux avec éjecteur	poignée, adaptateur pour embout 1 canal (50 mm), adaptateur pour embout 1 canal (150 mm), adaptateur inox 1 canal (40 mm), adaptateur inox 1 canal (80 mm), adaptateur inox 8 canaux (40 mm), adaptateur pour embout 1 canal avec éjecteur, adaptateur pour embout 8 canaux avec éjecteur, support de rangement (non autoclavable)
dimensions (lxpxh)	340 x 250 x h300 mm	340 x 250 x h300 mm
poids	5,9kg	5,9kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Lafil 300	PV1380 1	PV1381 2
accessoires		
pompe à vide Lafil 300, 220 V, 50 Hz	PV1382	PV1382