

Système de filtration sous vide


313 mbar, 2 branches

- garantie de 1 an
- système de filtration intégrant porte-filtre et pompe
- la pompe à liquide intégrée transfère le liquide filtré directement vers le bac à déchets, ce qui permet de gagner du temps pour vider et nettoyer les bouteilles
- norme : ISO 8199
- protection : IP 41

WaterVac 200 - MS

vide limite absolu	313 mbar
débit	4,5 l/min
puissance moteur	44 W
niveau sonore	60 dB
contact du matériau avec le filtrat	acier inox 316, FKM, Silicone, PP, PPS
moteur	moteur à courant continu sans balais (BLDC)
nombre de branches	2
adaptateur	bouchon n°8*
protection contre les surcharges	oui
dimensions (lxpxh)	210 x 180 x h260 mm
poids	2,8 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
système de filtration	PV1975
accessoires	
MF 3, porte-filtre magnétique, 300 ml	PV1961
MF 5, porte-filtre magnétique, 500 ml	PV1962
adaptateur pour entonnoir en plastique jetable Sartorius	PV4002 [3]
adaptateur pour entonnoir en plastique jetable Millipore	PV4001 [4]

*bouchon en silicone n°8 (41 x 25 mm)



Système de filtration sous vide 313 mbar, 2 branches, verrouillage rotatif

- garantie de 1 an
- système de filtration intégrant porte-filtre et pompe
- la pompe à liquide intégrée transfère le liquide filtré directement vers le bac à déchets, ce qui permet de gagner du temps pour vider et nettoyer les bouteilles

WaterVac 200 - MB

WaterVac 201 - MB

vide limite absolu	313 mbar	313 mbar
débit	4,5 l/min	4,5 l/min
puissance moteur	44 W	44 W
niveau sonore	60 dB	60 dB
contact du matériau avec le filtrat	acier inox 316, FKM, Silicone, PP, PPS	acier inox 316, FKM, Silicone, PP, PPS
moteur	moteur à courant continu sans balais (BLDC)	moteur à courant continu sans balais (BLDC)
nombre de branches	2	2
adaptateur	conception à verrouillage rotatif	
porte-filtre	en option	entonnoir en acier inoxydable SF, 100 ml x 2
dimensions (lxpxh)	210 x 180 x h260 mm	210 x 180 x h260 mm
poids	2,8 kg	2,8 kg
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Pompe à vide compacte	PV1980 [1]	PV1981 [2]
accessoires		
entonnoir en acier inoxydable SF, 100 ml	PV1721	PV1721
entonnoir en acier inoxydable SF, 300 ml	PV1731	PV1731
entonnoir en acier inoxydable SF, 500 ml	PV1741	PV1741
adaptateur pour entonnoir en plastique jetable Sartorius	PV4002 [3]	PV4002 [3]
adaptateur pour entonnoir en plastique jetable Millipore	PV4001 [4]	PV4001 [4]

[1]



[2]

