

POMPES PÉRISTALTIQUES

Pompes péristaltiques gros débits


- faibles vibrations, silencieuses
- boîtier en acier inox
- protection IP31
- accessoires : voir page 1158
- livrées sans tête de pompe, têtes de pompe ci-dessous



1

Pompes standard

- écran LED, affichage de la vitesse
- résolution : 0,1 tr/min (de 0 à 100 tr/min), puis 1 tr/min
- précision : $\pm 0,5\%$
- interface RS232



2

Pompes écran LCD tactile couleur

- écran LCD graphique tactile couleur
- résolution : 0,01 tr/min
- précision : $\pm 0,5\%$
- interfaces RS232 et RS485
- trois modes : volume fixe, distribution volume et temps fixes, minuteur (début et fin)

vitesse	débit	capacité max. canaux (nb. de têtes)					dim. (lpxh)	poids	pompes standard		pompes écran tactile	
		tête X4	tête X5	tête X6	tête X7	tête X8			référence	Prix HT	référence	Prix HT
0,1 à 600 tr/min	0,2 à 3600 ml/min	4	-	-	-	-	223 x 152 x 200 mm	5 kg	SH1410		SH1415 2	
	0,3 à 6000 ml/min	-	4	4	-	-	283 x 192 x 218 mm	8 kg	SH1420		SH1425	
	1,2 à 12000 ml/min	-	-	-	4	4	302 x 222 x 275 mm	13 kg	SH1430 1		SH1435	

Têtes de pompe



1



2



3



4

tableau des débits - têtes de pompe type X4 - X5 - X6			
pour tuyau		débit / tour	débit pompe 0,1 à 600 tr/min
Ø interne	paroi		
4,8 mm	2,4 mm	2,1 ml/tour	0,21 à 1260 ml/min
6,4 mm	2,4 mm	3,8 ml/tour	0,38 à 2280 ml/min
7,9 mm	2,4 mm	5,0 ml/tour	0,5 à 3000 ml/min
9,6 mm	2,4 mm	6,0 ml/tour	0,6 à 3600 ml/min

tableau des débits - têtes de pompe type X7 - X8	
Ø interne	débit pompe 0,1 à 600 tr/min
6,4 mm	6,9 ml/tour
9,6 mm	12,3 ml/tour
12,7 mm	20,0 ml/tour

	tête de pompe
--	---------------

Tête X4 en PPS	SH2070 1
Tête X5 en PPS	SH2080
Tête X6 en aluminium	SH2085 2
Tête X7 en PPS	SH2090 3
Tête X8 en aluminium	SH2095 4
kit fixation 2 têtes	SH2002
kit fixation 3 têtes	SH2003
kit fixation 4 têtes	SH2004