

## Pompe péristaltique de distribution

- moteur DC sans balais
- capteur infra rouge
- IP64
- écran tactile 5"
- plage de vitesse : 1 à 600 tr/min
- fonction de distribution par étapes multiples (jusqu'à 8 étapes programmables)
- fonction anti-goutte / aspiration arrière pour un dosage propre
- calibration automatique

### Buller 600

vitesse	1-600 rpm
débit maximum	1950 ml/min
puissance	80 W
type	1 tête
raccord de sortie	Ø 10 mm (3/8")
dim. (Lxlxh)	170 x 330 x h240 mm
poids	5,5 kg
alimentation	230 V - 50 Hz
pompe péristaltique de distribution	PV1630 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">1</span>
pompe péristaltique de distribution avec distributeur intégré	PV1615 <span style="border: 1px solid black; padding: 0 2px;">2</span>
accessoires	
tête de pompe débit standard, ~1950 ml/min	PV2016
tête de pompe débit élevé, ~2130 ml/min	PV2017
pédale de commande, connecteur DB9, câble 200 cm	PV2018

