

PORTOIRS


Portoirs
72 microtubes



- en polypropylène blanc
- robustes, compacts, grande capacité
- autoclavables à la vapeur 121°C
- capacité : 72 tubes (6 x 12)
- dimensions (lpxh) : 213 x 110 x 111 mm

	référence	Prix HT
Portoir pour microtubes 0,4 ml, 6 mm	F18840	
Portoir pour microtubes 1,5 / 2 ml, 13 mm	F18841	

Portoirs
80 microtubes



- en polypropylène moulé, **stables et pratiques**
- capacité : 80 microtubes 1,5 / 2,0 ml
- utilisables en **bains ou en congélateur**
- grande résistance aux produits chimiques et aux substances agressives

coloris	référence	Prix HT
bleu	NX5002	
jaune	NX5008	
bleu fluo	NX5009	


Portoirs plastique
pour tubes coniques 50 ml



- capacité 21 tubes de 50 ml
- dimensions : 246 x 106 x h64 mm

référence	Prix HT
AX1957 Portoir en plastique 21 x 50 ml	


Portoirs 90 tubes
Ø 12/13 mm



- capacité 90 tubes Ø 12 ou 13 mm
- en polypropylène
- coloris vert

référence	Prix HT
FLM0820 Portoir 90 tubes Ø12 ou 13 mm	

Portoirs 60 tubes
Ø 16 mm



- capacité 60 tubes Ø 16 mm
- en polypropylène
- coloris blanc

référence	Prix HT
FLM0821 Portoir 60 tubes Ø16 mm	