

Portoir multifonction en ABS



- en ABS rose
- 80 emplacements pour tubes de 1,5 mL et 2,0 mL (ø 12 mm) + 60 emplacements pour tubes de 0,5 mL et 0,2 mL (ø 7,8 mm)
- adapté aux microtubes coniques
- livré avec un support, deux pieds et deux vis de fixation

capacité	dim.	référence	Prix HT
80 tubes 1,5/2 ml 60 tubes 0,5/ 0,2 ml	232 × 66 × 27 mm	BL7060	