

Portoir universel




Portoir à iris : adaptation directe pour tous les tubes de Ø16 à 30 mm.

- pour 12 tubes de 15 à 50 ml
- portoir à iris pour des tubes de Ø 16 à 30 mm
- ouverture de l'iris par une vis sur le portoir ou en enfonçant le tube dans l'ouverture
- portoir 12 places
- larges poignées sur le côté du portoir
- repérages alphanumériques
- dimensions (lxpxh) : 194 x 140 x h51 mm



	référence	Prix HT
Portoir pour 12 tubes 15 à 50 ml	WH24330	


Portoirs de tubes empilables



- pour tubes Ø 13 ou 17 mm
- portoirs empilables à vide
- repérages alphanumériques
- fabriqués en plastique ABS robuste

capacité	pour tubes	dimensions	référence	Prix HT
50 tubes	Ø 13 mm	210 x 105 x h50 mm	PL1010	
50 tubes	Ø 17 mm	260 x 130 x h60 mm	PL1011	

Portoirs montés en polystyrène



- portoirs en polystyrène blanc ou rouge

capacité	pour tubes	dimensions	blanc	rouge	Prix HT
90 tubes	Ø 13 mm	246 x 101 x h70 mm	○ PL1031	● PL1030	
60 tubes	Ø 17 mm	246 x 101 x h70 mm	PL1033	PL1032	
40 tubes	Ø 21 mm	246 x 101 x h70 mm	PL1035	PL1034	

Portoirs robustes en polypropylène

- autoclavables à 121°C
- en polypropylène
- superposables
- emplacements numérotés et lettrés
- niveau inférieur avec emplacements arrondis et perforés



capacité	pour tubes	haut. plateau sup.	dimensions	référence	Prix HT
72 tubes	Ø 10 à 13 mm	57 mm	213 x 110 x 111 mm	F188550	
50 tubes	Ø 13 à 16 mm	57 mm	213 x 110 x 111 mm	F188560	
32 tubes	Ø 16 à 20 mm	70 mm	213 x 110 x 127 mm	F188570	
18 tubes	Ø 21 à 25 mm	70 mm	213 x 110 x 127 mm	F188580	
15 tubes	Ø 27 à 30 mm	70 mm	213 x 110 x 127 mm	F188590	

Portoirs submersibles pour tubes 1 à 50 ml

Simport



- en polyacétal
- incassables, résistants aux produits chimiques
- empilables, avec ergots de fixation
- submersibles
- 3 niveaux pour un maintien parfait des tubes
- puits arrondis et orifices de drainage sur le niveau de base
- 2 poignées
- autoclavable à +121°C / 20 minutes
- dimensions (lxpxh) : 293 x 115 x h65 mm

capacité	tubes Ø max	bleu	vert	rose	rouge	jaune	Prix HT
		●	●	●	●	●	
84 tubes	Ø 13 mm	DS2421	DS2422	DS2423	DS2424	DS2425	
60 tubes	Ø 16 mm	DS2431	DS2432	DS2433	DS2434	DS2435	
18 tubes	Ø 30 mm	DS2441	DS2442	DS2443	DS2444	DS2445	