

## ACCESSOIRES DE PRÉLÈVEMENT

### Bandes silicone pour garrots

- pour garrots de prélèvements sanguins



- épaisseur : 0,8 mm
- largeur : 19 mm
- autoclavables à +121°C
- non toxiques

	référence	Prix HT
Bandes en rouleau, le rouleau de 50 mètres	AX3610	
Bandes de 50 cm, la boîte de 10 bandes de 50 cm	AX3615 <span style="border: 1px solid blue; padding: 0 2px;">1</span>	

### Lingettes de nettoyage corporel

- nettoyage des peaux saines et zones épidermiques sensibles avant prélèvement



- lingettes ultra douces et hydratantes
- en présentoir de 250 lingettes

	référence	Prix HT
Lingettes nettoyant corporel, les 4 présentoirs de 250 lingettes	RN1100	

### Alcool isopropylique à 70%

certification  
DM 93/42/CE

- assainissement d'une zone avant examen médical



- sans camphre ni autre dénaturant
- modèles avec pompe : distribution d'une dose d'alcool avec système de blocage pour éviter les fuites

	référence	Prix HT
Alcool isopropylique, tampons imprégnés	RN1060	la boîte de 100
Alcool isopropylique, flacons à pompe 250 ml	RN1070	les 30
Alcool isopropylique, flacons à pompe 500 ml	RN1071	les 12
Alcool isopropylique, recharge 500 ml	RN1072	les 12
Alcool isopropylique, flacons 1 litre	RN1080	les 12
Alcool isopropylique, bidons 2 litres	RN1090	les 6

### Spray froid anti-douleur avec glace cryogénique



- spray de gel instantané
- atténue la douleur

volume	référence	Prix HT
400 ml	PP2650	les 24