


SharpSafe®  
conteneurs de sécurité



- conformes aux normes ISO 23907-1:2019, ISO 14001, ISO 16103, TRBA 250, NF X 30-507 et ADR UN 3291
- conformes à la directive 94/62/CE, Directive 2019/904 et au règlement 2010/32/UE
- fabriqué avec du plastique recyclé (selon norme ISO 16103:2005)
- déconnexion d'une seule main
- poignée solide pour le transport
- résistants à la perforation.
- autoclavables à +121°C.
- étiquettes normalisées

| capacité   | dimensions (lxpxh) | poids | référence | Prix HT |
|------------|--------------------|-------|-----------|---------|
| 0,20 litre | 79 x 39 x 146 mm   | 64 g  | AX1014    |         |
| 0,45 litre | 105 x 50 x 170 mm  | 65 g  | AX1016    |         |
| 0,60 litre | 108 x 52 x 224 mm  | 112 g | AX1020    |         |
| 1 litre    | 90 x 108 x 187 mm  | 125 g | AX1050    |         |
| 2 litres   | 197 x 126 x 177 mm | 216 g | AX1017*   |         |
| 2 litres   | 197 x 126 x 177 mm | 216 g | AX1100    |         |
| 4 litres   | 175 x 175 x 245 mm | 310 g | AX1200    |         |
| 7 litres   | 175 x 175 x 380 mm | 420 g | AX1300    |         |

\* sans étiquettes