

Réfrigérateur-congélateur de laboratoire avec SmartFrost Performance

- ▶ Smart Frost : formation de givre est réduite jusqu'à 70 %
- ▶ SmartMonitoring vous avertit en temps réel des fluctuations de température
- ▶ ATEX



réf. LIEBHERR

SCFfg 4002

volume brut / utile	réfrigérateur congélateur	267 litres / 199 litres 110 litres / 62 litres
température ambiante		+10 °C à +35 °C
plage de température réglable	réfrigérateur congélateur	+3 °C à +16 °C -9 °C à -30 °C
consommation électrique en 365 jours		390 kWh
dégagement de chaleur		350 kJ/h
régulation électronique		écran monochrome, boutons tactiles
tablettes de rangements réglables		4
surface de rangement utile en mm		460L / 422P
résistance tablettes d rangement		40 kg
charge totale maximale		345 kg
tiroirs		3 tiroirs
poignée barre		poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
matériau de la porte		acier
dim. intérieurs (lxpxh)	réfrigérateur congélateur	460 x 422 x h1037 mm 406 x 292 x h614 mm
dim.extérieurs (lxpxh)		597 x 654 x h2044 mm
poids brut / net		89 / 83 kg
combiné		RR4030
accessoires / services		
tablette en verre (lxp) 645x557 mm		RR3404
passage de cuve latérale diamètre 38mm pour sondes		RR0000

- réfrigérant R 600a
- niveau sonore 48 dB(A)
- alimentation : 50/60 Hz / 230 V
- système de réfrigération dynamique
- dégivrage automatique
- matériau de l'habillage/couleur : acier / blanc
- cuve intérieure en ABS alimentaire blanc
- régulation électronique écran monochrome, boutons tactiles
- alarme de température optique et sonore
- alarme de panne de courant lorsque le courant revient
- contact sans potentiel
- type de mise en réseau SmartModule
- solution de mise en réseau installation ultérieure possible
- interface de connexion WLAN/LAN (en option)
- enregistreur de données Intégré, interface USB
- passage de capteurs 1 x Ø 10 mm
- serrure mécanique
- porte pleine
- ouverture de la porte à droite, réversible
- ATEX