


Réfrigérateur de laboratoire avec réfrigération par air pulsé

Performance

Air pulsé

- réfrigérant R 600a
- niveau sonore 49 dB(A)
- système de réfrigération et dégivrage dynamique et automatique
- matériau de la cuve intérieure ABS alimentaire blanc
- régulation électronique écran monochrome, boutons tactiles
- alarme de température optique et sonore
- alarme de panne de courant lorsque le courant revient
- type de mise en réseau SmartModule (installation ultérieure possible)
- interface de connexion WLAN/LAN (en option)
- passage de capteurs 1 x Ø 10 mm
- alimentation : 50 Hz / 230 V
- ouverture de la porte à droite réversible



réf. LIEBHERR	SRFvg 3501	SRFvg 3511	SRFvg 4001	SRFvg 4011	SRFvg 5501	SRFvg 5511
volume brut :	344 litres	367 litres	394 litres	420 litres	558 litres	588 litres
volume utile	261 litres	260 litres	298 litres	297 litres	441 litres	440 litres
porte	pleine	vitré	pleine	vitrée	pleine	vitrée
plage de température réglable	+3 °C à +16 °C	+3 °C à +16 °C	+3 °C à +16 °C	+3 °C à +16 °C	+3 °C à +16 °C	+3 °C à +16 °C
gradient / fluctuation max.	5,0 °C / 3,1 °C	3,6 °C / 3,2 °C	4,6 °C / 2,2 °C	5,4 °C / 3,4 °C	3,9 °C / 3,0 °C	3,8 °C / 3,2 °C
température ambiante	+10 °C à +35 °C	+10 °C à +35 °C	+10 °C à +35 °C	+10 °C à +35 °C	+10 °C à +35 °C	+10 °C à +35 °C
consommation électrique en 365 jours	226 kWh	393 kWh	245 kWh	431 kWh	250 kWh	433 kWh
dégagement de chaleur	288 kJ/h	471 kJ/h	321 kJ/h	542 kJ/h	317 kJ/h	542 kJ/h
éclairage intérieur	-	Bandeau de plafonniers à LED, commutateur séparé	-	Bandeau de plafonniers à LED, commutateur séparé	-	Bandeau de plafonniers à LED, commutateur séparé
tablettes de rangements réglables	4	4	5	5	5	5
type de clayettes	grilles plastifiées	grilles plastifiées	grilles plastifiées	grilles plastifiées	grilles plastifiées	grilles plastifiées
surface de rangement utile en mm	460L / 423P	460L / 423P	460L / 423P	460L / 423P	600L / 536P	600L / 536P
résistance tablettes d rangement	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg	60 kg	60 kg
Charge totale maximale	180 kg	180 kg	225 kg	225 kg	300 kg	300 kg
poignée barre	poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture					
matériau de la porte	acier	verre	acier	verre	acier	verre
dim. intérieurs (lxpxh)	460 x 423 x h1460 mm	460 x 423 x h1442 mm	460 x 423 x h1660 mm	460 x 423 x h1642 mm	606 x 536 x h1460 mm	606 x 536 x h1442 mm
dim.extérieurs (lxpxh)	597 x 654 x h1684 mm	597 x 654 x h1684 mm	597 x 654 x h1884 mm	597 x 654 x h1884 mm	747 x 769 x h1684 mm	747 x 769 x h1684 mm
poids brut / net	64 / 60 kg	81 / 76 kg	70 / 64 kg	88 / 82 kg	86 / 80 kg	105 / 96 kg
Réfrigérateurs	RR4500	RR4501	RR4502	RR4503	RR4504	RR4505
accessoires / services						
tablette en verre	RR3404	RR3404	RR3404	RR3404	RR3405	RR3405
 tiroir aluminium télescopique avec façade transparente et fond perforé - rail porte étiquettes pour grille	RR2867	RR2867	RR2867	RR2867	RR2868	RR2868
 jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins Ø 80 mm	RR8109	RR8109	RR8109	RR8109	RR8110	RR8110
 jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins Ø 100 mm	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010
kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 90 à 120 mm	RR8107	RR8107	RR8107	RR8107	RR8107	RR8107
kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm	RR8096	RR8096	RR8096	RR8096	RR8096	RR8096
grille en acier plastifié blanc	RR3406	RR3406	RR3406	RR3406	RR3406	RR3406
grille de sol en acier plastifié blanc	RR3401	RR3401	RR3401	RR3401	RR3402	RR3402
plateau perforé blanc (lxp) 498x442mm	RR8092	RR8092	RR8092	RR8092	RR8108	RR8108
 tiroir aluminium télescopique avec façade transparente et fond perforé - dim. utiles (lxpxh) 400x420x55 mm	RR9022	RR9022	RR9022	RR9022	-	-
kit de jonction blanc pour installation side by side	RR2867	RR2867	RR2867	RR2867	RR2868	RR2868
Smart Module	RR8098	RR8098	RR8098	RR8098	RR8098	RR8098
passage de cuve latérale diamètre 38mm pour sondes	RR5269	RR5269	RR5269	RR5269	RR5269	RR5269
	RR0000 sur demande					