

Double-sacs de transport

I Transport hygiénique et sans confusion des tubes de prélèvement et des documents d'identification.

👍 Sécurité totale de non contamination pour le technicien.



- en polyéthylène
- pas de risque de contamination des documents, pas de confusion possible
- deux enveloppes collées :
une enveloppe de 16 x 16 cm avec fermeture, pour les tubes (8 tubes de 10 ml par exemple)
une enveloppe ouverte 16 x 23 cm, en couleur, pour les documents

couleur	dim. sac tubes	dim. sac docs.	référence	Prix HT
orange	160 x 160 mm	160 x 230 mm	LMR700A	les 200
vert	160 x 160 mm	160 x 230 mm	LMR700B	les 200
bleu	160 x 160 mm	160 x 230 mm	LMR700C	les 200
incolor	160 x 160 mm	160 x 230 mm	LMR700D	les 200

Sacs DASRI
déchets biologiques à risques infectieux

👍 Étanches, résistants à la manutention et aux chocs.



- normes NFX 30-501 et NF 082
- lien coulissant
- opacité 50 %
- étanches
- coloris jaune
- conditionnement en rouleau

capacité	dim. (l x h)	épaisseur	référence	Prix HT
15 litres	400 x 350 mm	18 µm	PR2515	les 25
20 litres	450 x 450 mm	18 µm	PR2520	les 25
30 litres	500 x 650 mm	18 µm	PR2530	les 25
50 litres	680 x 750 mm	18 µm	PR2550	les 25
100 litres	820 x 900 mm	22 µm	PR25100	les 20
110 litres	700 x 1050 mm	28 µm	PR25110	les 25
110 litres	700 x 1050 mm	55 µm	PR25111	les 20

Sacs de sécurité à déchets,
siglés "biohazard"
avec cordon de serrage



- sacs transparents en polyéthylène
- étanchéité assurée par double soudure
- cordon de serrage
- signe de sécurité "biohazard" imprimé sur chaque sac
- repère (ligne jaune) indiquant le seuil de remplissage maximum

dimensions (LxIxh)	référence		Prix HT
150 x 150 x 150 mm	J121075	les 25	
200 x 200 x 250 mm	J121076	les 25	
490 x 270 x 400 mm	J121077	les 25	
280 x 280 x 510 mm	J121078	les 25	

Sacs de sécurité siglés "biohazard"
à souder



- en polyéthylène jaune
- imprimés avec le sigle "biohazard"
- livrés en boîtier distributeur

dimensions (LxI)	référence		Prix HT
255 x 355 mm	J121072	les 50	
455 x 760 mm	J121073	les 50	
790 x 1015 mm	J121074	les 25	