

Réfrigérateur de laboratoire avec réfrigération par air pulsé
Perfection



- température ambiante +10 °C à +35 °C
- réfrigérant R 600a
- niveau sonore 49 dB(A)
- système de réfrigération dynamique
- dégivrage automatique
- matériau de l'habillage/couleur acier / blanc
- matériau de la cuve intérieure ABS alimentaire blanc
- régulation électronique écran couleur 2,4", Touch & Swipe

- alarme de température optique et sonore
- alarme de panne de courant immédiatement en cas de panne de courant pour min. 12 h
- contact sans potentiel
- type de mise en réseau SmartModule
- solution de mise en réseau intégré, amovible
- interface de connexion WiFi/LAN
- enregistreur de données Intégré, interface USB
- passage de capteurs 1 x Ø 10 mm
- type de serrure mécanique
- poignée antimicrobienne avec mécanisme d'ouverture
- ouverture de la porte à droite réversible



réf. **LIEBHERR**

1 SRFvh 4001

2 SRFvh 4011

3 SRFvh 5501

4 SRFvh 5511

volume brut :	394 litres	420 litres	558 litres	588 litres
volume utile	298 litres	297 litres	441 litres	440 litres
porte	pleine	vitré	pleine	vitrée
plage de température réglable	+3 °C à +16 °C	+3 °C à +16 °C	+3 °C à +16 °C	+3 °C à +16 °C
gradient / fluctuation max.	2,4 °C / 2,2 °C	3,0 °C / 2,4 °C	2,2 °C / 1,7 °C	3,3 °C / 2,0 °C
consommation électrique en 365 jours	172 kWh	389 kWh	171 kWh	360 kWh
dégagement de chaleur	250 kJ/h	463 kJ/h	246 kJ/h	475 kJ/h
fréquence / tension	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V	50 Hz / 220-240 V
éclairage intérieur	Colonne d'éclairage LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche, commutable séparément	Colonne d'éclairage LED à gauche	Colonne lumineuse LED à gauche, commutable séparément
tablettes de rangements réglables	5	5	5	5
type de clayettes	grilles plastifiées	grilles plastifiées	grilles plastifiées	grilles plastifiées
surface de rangement utile en mm	460L / 423P	460L / 423P	600L / 536P	600L / 536P
résistance tablettes d rangement	45 kg	45 kg	60 kg	60 kg
charge totale maximale	225 kg	225 kg	300 kg	300 kg
roulettes	-	-	roulettes orientables avec frein à l'avant, roulettes fixes à l'arrière	roulettes orientables avec frein à l'avant, roulettes fixes à l'arrière
matériau de la porte	acier	verre	acier	verre
dim. intérieurs (lpxh)	460 x 423 x h1660 mm	460 x 423 x h1660 mm	579 x 788 x h1470 mm	606 x 536 x h1460 mm
dim. extérieurs (lpxh)	597 x 654 x h1884 mm	597 x 654 x h1884 mm	606 x 536 x h1460mm	747 x 769 x h1793 mm
pooids brut / net	71 / 65 kg	87 / 80 kg	94 / 80 kg	111 / 98 kg
Réfrigérateurs	RR4001	RR4011	RR4002	RR4012
accessoires / services				
Tablette en verre	RR3404	RR3404	RR3405	RR3405
Rail porte étiquettes pour grille	RR8109	RR8109	RR8110	RR8110
Jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins Ø 80 mm - hauteur totale 105 mm	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010	ZXA1995.00010
Jeu de 4 roulettes dont 2 avec freins Ø 100 mm	RR8107	RR8107	RR8107	RR8107
Kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 90 à 120 mm	RR8096	RR8096	RR8096	RR8096
Kit 4 pieds acier inox réglables en hauteur de 150 à 180 mm	RR3406	RR3406	RR3406	RR3406
Grille en acier plastifié blanc	RR3401	RR3401	RR3402	RR3402
Grille de sol en acier plastifié blanc	RR8092	RR8092	RR8108	RR8108
Plateau perforé blanc (lpx) 498x442mm	RR9022	RR9022		
Tiroir aluminium télescopique avec façade transparente et fond perforé	RR2867	RR2867	RR2868	RR2868
Kit de jonction blanc pour installation side by side	RR8098	RR8098	RR8098	RR8098
Smart Module	RR5269	RR5269	RR5269	RR5269
passage de cuve latérale diamètre 38mm pour sondes			RR0000 sur demande	