


Sac de prélèvement stérile avec sticker de fermeture
RollBag®

- ▶ fermeture par sticker
 - ▶ soudure extra-forte
 - ▶ prédécoupe
- Sticker de fermeture intégré, 100 % sans métal
 - Zone de marquage
 - Film en PolySilk® , complexe polyoléfine
 - durée de conservation de 5 ans
 - résistance température -20 à 45°C
 - ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (



dimension	volume		compabilité malaxeurs	nombre de stickers	référence		Prix HT
	maximum	max. pour malaxage					
7,5 x 20 cm	110 ml	65 ml	MiniMix	1	CN1760	les 500	
11 x 20 cm	200 ml	160 ml	MiniMix	1	CN1761	les 500	
11 x 25 cm	400 ml	180 ml	MiniMix	1	CN1762	les 500	
14 x 23 cm	400 ml	200 ml	MiniMix	1	CN1763	les 500	
11 x 30 cm	620 ml	145 ml	MiniMix	1	CN1764	les 500	
14 x 33 cm	850 ml	350 ml	MiniMix et BagMixer	1	CN1765	les 500	
17,5 x 30 cm	1100 ml	550 ml	BagMixer	1	CN1766	les 500	
17,5 x 40 cm	1800 ml	650 ml	BagMixer	1	CN1767	les 500	
25 x 38 cm	2500 ml	1000 ml	jumboMix	2	CN1768	les 250	
25 x 50 cm	4500 ml	2500 ml	jumboMix	2	CN1769	les 250	
38 x 56 cm	10000 ml	5000 ml	jumboMix	2	CN1770	les 250	

			RollBag				
référence	produits	modèle	7,5 x 20 11 x 20 11 x 25 14 x 23 11 x 23	14 x 33	17,5 x 30 17,5 x 40	25 x 38	25 x 50 38 x 56
dilueurs gravimétriques							
NY1000	DiluFlow®	-	●	●	●		
NY1100	DiluFlow® Pro	-	●	●	●	●	●
NY1210	DiluFlow® Elite 5 kg	-	●	●	●	●	●
NY1200	DiluFlow® Elite 1 kg	-	●	●	●		
malaxeurs de laboratoire							
CN2100	MiniMix® 100 P CC	100	●	●			
CN2200	MiniMix® 100 W CC	100	●	●			
CN1100	BagMixer® 400 P	400		●	●		
CN1000	BagMixer® 400 W	400		●	●		
CN1300	BagMixer® 400 CC	400		●	●		
CN4000	BagMixer® S	400		●	●		
CN4100	BagMixer® SW	400		●	●		
CN3000	JumboMix® 3500 P CC	3500				●	●
CN3100	JumboMix® 3500 W CC	3500				●	●
CN3200	JumboMix® 3500 WarmMix® CC	3500				●	●
pompes péristaltiques							
NY4000	FlexiPump®	-	●	●	●	●	●
NY4100	FlexiPump® Pro	-	●	●	●	●	●
accessoires de laboratoire							
CN1050	BagRack® Slide	400		●	●		
CN1062	BagRack®	100	●	●			
CN1072		400		●	●		
CN1082		3500				●	●
CN1400	BagPipet®	-	●	●	●	●	●
CN1061	BagOpen®	100	●	●			
CN1051		400		●	●		
CN1071		3500				●	●