

Sièges de laboratoire TEXON pour salles blanches

gamme TEXON

certifications

- certifié par l'Institut Fraunhofer
- label « Tested Device »
- conforme ISO 14644-1 Classe 3 (équivalent US-Fed St. 209E Classe 1)
- conforme à la norme DIN EN 61340-5-1
- fibres d'acier intégrées dans les pièces en polypropylène
- piétement en aluminium poli, roulettes, rembourrage et pièces plastiques conformes ESD



1 TEXON 2, sur roulettes, hauteur assise 450 - 620 mm

2 TEXON 3 sur patins, avec repose pied, hauteur assise 570 - 810 mm

3 TEXON 4, sur roulettes auto-bloquantes, avec repose pied, hauteur assise 570 - 810 mm

hygiène & nettoyage

- design hygiénique sans rétention de poussière
- surfaces lisses et étanches
- clean cover pour protection du mécanisme et nettoyage facilité
- rembourrages amovibles et nettoyables sur toutes les faces
- piétement en aluminium
- revêtement en cuir synthétique MAGIC
- similicuir souple
- facile à nettoyer
- sans phtalate, PVC ni plastifiant

revêtement SKINTEC

- Skintec est un rembourrage innovant mis au point par Bimos spécialement pour le TEXON
- les charges électrostatiques sont évacuées de manière fiable grâce à la laque conductible

modèle TEXON		noir	gris	blanc	Prix HT
revêtement pour assise et dossier	→	●	●	○	
Revêtement en cuir synthétique Magic ESD					
TEXON 2 : 5 roulettes, assise h450-620 mm	1	MB0000	MB0010	-	
TEXON 3 : 5 patins, assise h570-810 mm, repose pied	2	MB0001	MB0011	-	
TEXON 4 : 5 roulettes, assise h570-810 mm, repose pied	3	MB0002	MB0012	-	
Revêtement en Skintec ESD					
TEXON 2 : 5 roulettes, assise h450-620 mm	1	MB0020	MB0023	MB0026	
TEXON 3 : 5 patins, assise h570-810 mm, repose pied	2	MB0021	MB0024	MB0027	
TEXON 4 : 5 roulettes, assise h570-810 mm, repose pied	3	MB0022	MB0025	MB0028	
Accessoires		référence			Prix HT
Accoudoirs 4 D		MB9100			
repose-pieds circulaire		MB9101			