

Sièges de laboratoire TEXON
gamme ESD

gamme TEXON

- protection fiable contre les décharges électrostatiques
- dérivation globale sur l'ensemble des composants selon la norme DIN EN 61340-5-1
- matériau de revêtement Supertec ESD particulièrement robuste et confortable à la fois
- mécanisme Auto-Motion pour un soutien optimal en cas d'assise prolongée
- liberté de mouvement illimitée grâce au dossier conique

revêtement en cuir synthétique MAGIC

- similicuir souple
- facile à nettoyer
- sans phtalate, PVC ni plastifiant

revêtement SKINTEC

- Skintec est un rembourrage innovant mis au point par Bimos spécialement pour le TEXON
- les charges électrostatiques sont évacuées de manière fiable grâce à la laque conductible



1 TEXON 1,
sur roulettes,
hauteur assise 450 - 620 mm



2 TEXON 3
sur patins, avec repose pied,
hauteur assise 570 - 810 mm



3 TEXON 4,
sur roulettes auto-bloquantes,
avec repose pied,
hauteur assise 570 - 810 mm

modèle TEXON		noir	gris	blanc	Prix HT
revêtement pour assise et dossier	→	●	●	○	
Revêtement en cuir synthétique Magic ESD					
TEXON 1 : 5 roulettes, assise h450-620 mm	1	MB0080	MB0085	-	
TEXON 3 : 5 patins, assise h570-810 mm, repose pied	2	MB0081	MB0086	-	
TEXON 4: 5 roulettes, assise h570-810 mm, repose pied	3	MB0082	MB0087	-	
Revêtement en Skintec ESD					
TEXON 1 : 5 roulettes, assise h450-620 mm	1	MB0090	MB0093	MB0096	
TEXON 3 : 5 patins, assise h570-810 mm, repose pied	2	MB0091	MB0094	MB0097	
TEXON 4: 5 roulettes, assise h570-810 mm, repose pied	3	MB0092	MB0095	MB0098	
Accessoires					
accoudoirs 4 D					référence MB9179
repose-pieds circulaire					référence MB9178