

Sièges de laboratoire TEXON gamme ESD

gamme TEXON

- protection fiable contre les décharges électrostatiques
- dérivation globale sur l'ensemble des composants selon la norme DIN EN 61340-5-1
- matériau de revêtement Supertec ESD particulièrement robuste et confortable à la fois
- mécanisme Auto-Motion pour un soutien optimal en cas d'assise prolongée
- liberté de mouvement illimitée grâce au dossier conique

revêtement en cuir synthétique MAGIC

- similicuir souple
- facile à nettoyer
- sans phtalate, PVC ni plastifiant

revêtement SKINTEC

- Skintec est un rembourrage innovant mis au point par Bimos spécialement pour le TEXON
- les charges électrostatiques sont évacuées de manière fiable grâce à la laque conductible



1 TEXON 1,
sur roulettes,
hauteur assise 450 - 620 mm



2 TEXON 3
sur patins, avec repose pied,
hauteur assise 570 - 810 mm



3 TEXON 4,
sur roulettes auto-bloquantes,
avec repose pied,
hauteur assise 570 - 810 mm

modèle TEXON		noir	gris	blanc	Prix HT	
revêtement pour assise et dossier	→	●	●	○		
Revêtement en cuir synthétique Magic ESD						
MBE01 : 5 roulettes, assise h450-620 mm	1	MG0001	MG0011	-		
MBE03 : 5 patins, assise h570-810 mm, repose pied	2	MG0001	MG0011	-		
MBE04 : 5 roulettes, assise h570-810 mm, repose pied	3	MG0001	MG0011	-		
Revêtement en Skintec ESD						
MBE01 : 5 roulettes, assise h450-620 mm	1	MG4000	MG4002	MG4007		
MBE03 : 5 patins, assise h570-810 mm, repose pied	2	MG4000	MG4002	MG4007		
MBE04 : 5 roulettes, assise h570-810 mm, repose pied	3	MG4000	MG4002	MG4007		
Accessoires					référence	Prix HT
accoudoirs 4 D					MB9179	
repose-pieds circulaire					MB9178	