

Sièges de laboratoire TEXON

gamme TEXON

- coussin d'assise extra-épais
- système de rembourrage interchangeable
- réglage automatique du poids
- le Flex-Back sur le bas du dossier augmente l'espace de mouvement vers l'arrière

- mécanisme Auto-Motion pour un soutien optimal en cas d'assise prolongée
- fixable en 3 positions
- design sans joints et surfaces fermées permettant un nettoyage facile
- piétement en aluminium anthracite avec patins



1 TEXON 1,
sur patins,
hauteur assise 450 - 620 mm



2 TEXON 2
sur roulettes,
hauteur assise 450 - 620 mm



3 TEXON 3,
sur patins, avec repose pied,
hauteur assise 570 - 810 mm



3 TEXON 4,
sur roulettes auto-bloquantes,
avec repose pied,
hauteur assise 570 - 810 mm

modèle TEXON		noir	gris	blanc	Prix HT
revêtement pour assise et dossier	→	●	●	○	
Revêtement en tissu Duotec					
MBE00 : 5 patins, assise h450-620 mm	1	MB6801	MB6811	-	
MBE01 : 5 roulettes, assise h450-620 mm	2	MB6801	MB6811	-	
MBE03 : 5 patins, assise h570-810 mm, repose pied	3	MB6801	MB6811	-	
MBE04 : 5 roulettes, assise h570-810 mm, repose pied	4	MB6801	MB6811	-	
Revêtement en cuir synthétique Magic					
MBE00 : 5 patins, assise h450-620 mm	1	MG0001	MG0011	-	
MBE01 : 5 roulettes, assise h450-620 mm	2	MG0001	MG0011	-	
MBE03 : 5 patins, assise h570-810 mm, repose pied	3	MG0001	MG0011	-	
MBE04 : 5 roulettes, assise h570-810 mm, repose pied	4	MG0001	MG0011	-	
Revêtement en Skintec					
MBE00 : 5 patins, assise h450-620 mm	1	MG4000	MG4002	MG4007	
MBE01 : 5 roulettes, assise h450-620 mm	2	MG4000	MG4002	MG4007	
MBE03 : 5 patins, assise h570-810 mm, repose pied	3	MG4000	MG4002	MG4007	
MBE04 : 5 roulettes, assise h570-810 mm, repose pied	4	MG4000	MG4002	MG4007	
Revêtement en Supertec					
MBE00 : 5 patins, assise h450-620 mm	1	MB0001	MB0011	-	
MBE01 : 5 roulettes, assise h450-620 mm	2	MB0001	MB0011	-	
MBE03 : 5 patins, assise h570-810 mm, repose pied	3	MB0001	MB0011	-	
MBE04 : 5 roulettes, assise h570-810 mm, repose pied	4	MB0001	MB0011	-	
Accessoires					
Accoudoirs 4 D					référence MB9179
repose-pieds circulaire					Prix HT MB9178

revêtement tissu DUOTEC

- tissu respirant, souple et résistant

revêtement en cuir synthétique MAGIC

- similicuir souple
- facile à nettoyer
- sans phtalate, PVC ni plastifiant

revêtement SKINTEC

- Skintec est un rembourrage innovant mis au point par Bimos spécialement pour le TEXON
- les charges électrostatiques sont évacuées de manière fiable grâce à la laque conductible

revêtement SUPERTEC

- tissu textile souple et micro-blindage robuste
- Protection anti-incendie certifiée selon la norme DIN 1021 1 & 2
- facile à nettoyer