

CUVES À COLORATION

Cuve d'Hellendahl en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté
- fentes intégrées pour éviter d'utiliser des lames portes objets séparées

capacité	dimension	référence	Prix HT
9 lames	65 x 62 x 103 mm	CT4091	l'unité

Cuves de Hellendahl en verre



- cuves en verre, avec ou sans élargissement
- capacité : 8 lames ou 16 lames dos à dos

référence	Prix HT
ML1126 Cuve de Hellendahl avec élargissement	
ML1127 Cuve de Hellendahl droite	
ML1128 Support plastique pour 3 cuves Hellendahl	




Cuves à coloration de Hellendahl en verre sodocalcique



- en verre sodocalcique
- parois épaisses
- avec couvercle
- capacité du panier : 8 lames 76 x 26 mm

référence	Prix HT
MR3332 Cuves Hellendahl avec élargissement, les 10	
MR3333 Cuves Hellendahl sans élargissement, les 10	

Cuve de Hellendahl en plastique



- en TPX® excellente transparence, comparable au verre
- capacité : 8 lames ou 16 lames dos à dos
- dim. cuve : 58 x 54 x h86 mm

référence	Prix HT
AX2600 Cuve Hellendahl en TPX®	