

CUVES À COLORATION

Cuve de Schifferdecker



- en verre borosilicaté
- fentes intégrées pour éviter d'utiliser des lames portes objets séparées

capacité	dimension	référence	Prix HT
10 lames	93 x 72 x 49 mm	CT4092	l'unité

Cuves de Schifferdecker en verre



- en verre sodocalcique
- parois épaisses
- avec couvercle
- capacité du panier : 20 lames 76 x 26 mm, dim. 91 x 74 x h49 mm

référence	Prix HT
MR3331 Cuves de Schifferdecker, les 10	

Cuves de Schifferdecker en TPX®



- en TPX® excellente transparence comparable au verre
- capacité : 10 lames ou 20 lames dos à dos
- dim. cuve (lxpxh) : 85 x 70 x 50 mm

référence	Prix HT
PL1390 Cuve de Schifferdecker 10 lames	

Cuves de Schifferdecker en verre



- verre neutre
- avec couvercle
- capacité : 10 lames ou 20 lames dos à dos
- dimensions : 90 x 70 x h50 mm

référence	Prix HT
TK1930 Cuve avec couvercle	