

Étalons de viscosité

+20 à +50°C



- testés selon la méthode ASTM D 2162 pour la viscosité cinématique
- masse volumique testée selon la méthode ASTM D 4052 (viscosité cinématique x masse volumique = viscosité dynamique)
- longue durée de conservation
- fabriqué à partir d'huiles et d'additifs stables de haute qualité
- flacons de 500 ml
- certifiés pour la viscosité dynamique, cinématique et sur la densité sur la plage de +20 à +50°C
- valeur de température selon l'échelle ITS-90

viscosité à 20°C	viscosité à 25°C	viscosité à 37,78°C	viscosité à 40°C	viscosité à 50°C	référence	Prix HT
0,47 cSt	0,45 cSt	0,41 cSt	0,40 cSt	-	NR1070	500 ml
0,74 cSt	0,70 cSt	0,61 cSt	0,60 cSt	-	NR1071	500 ml
1,3 cSt	1,2 cSt	1,0 cSt	0,97 cSt	0,87 cSt	NR1072	500 ml
2,9 cSt	2,6 cSt	2,1 cSt	2,0 cSt	1,7 cSt	NR1073	500 ml
4,4 cSt	3,9 cSt	3,0 cSt	2,9 cSt	2,4 cSt	NR1074	500 ml
6,7 cSt	5,8 cSt	4,2 cSt	4,0 cSt	3,2 cSt	NR1075	500 ml
10 cSt	8,7 cSt	6,0 cSt	5,7 cSt	4,4 cSt	NR1076	500 ml
14 cSt	12 cSt	8,0 cSt	7,5 cSt	5,8 cSt	NR1077	500 ml
20 cSt	16 cSt	11 cSt	10 cSt	7,5 cSt	NR1078	500 ml
30 cSt	24 cSt	15 cSt	14 cSt	10 cSt	NR1079	500 ml
43 cSt	34 cSt	20 cSt	18 cSt	13 cSt	NR1080	500 ml
59 cSt	47 cSt	27 cSt	25 cSt	18 cSt	NR1081	500 ml
88 cSt	66 cSt	35 cSt	32 cSt	21 cSt	NR1082	500 ml
110 cSt	87 cSt	48 cSt	44 cSt	30 cSt	NR1083	500 ml
160 cSt	120 cSt	60 cSt	54 cSt	35 cSt	NR1084	500 ml
210 cSt	160 cSt	83 cSt	75 cSt	50 cSt	NR1085	500 ml
320 cSt	220 cSt	110 cSt	95 cSt	59 cSt	NR1086	500 ml
400 cSt	300 cSt	160 cSt	140 cSt	90 cSt	NR1087	500 ml
550 cSt	400 cSt	200 cSt	180 cSt	110 cSt	NR1088	500 ml
790 cSt	580 cSt	280 cSt	250 cSt	160 cSt	NR1089	500 ml
980 cSt	710 cSt	340 cSt	310 cSt	190 cSt	NR1090	500 ml
1400 cSt	1000 cSt	470 cSt	410 cSt	250 cSt	NR1091	500 ml
1800 cSt	1300 cSt	590 cSt	520 cSt	310 cSt	NR1092	500 ml
2700 cSt	1800 cSt	850 cSt	760 cSt	440 cSt	NR1093	500 ml
3300 cSt	2300 cSt	1100 cSt	940 cSt	560 cSt	NR1094	500 ml
4900 cSt	3500 cSt	1600 cSt	1400 cSt	830 cSt	NR1095	500 ml
8400 cSt	5300 cSt	1900 cSt	1600 cSt	810 cSt	NR1096	500 ml
8300 cSt	5900 cSt	2700 cSt	2400 cSt	1400 cSt	NR1097	500 ml
19000 cSt	12000 cSt	4100 cSt	3400 cSt	1700 cSt	NR1098	500 ml
28000 cSt	17000 cSt	6000 cSt	5100 cSt	2500 cSt	NR1099	500 ml
41000 cSt	25000 cSt	8000 cSt	6700 cSt	3200 cSt	NR1100	500 ml
58000 cSt	36000 cSt	12000 cSt	10000 cSt	4900 cSt	NR1101	500 ml
77000 cSt	47000 cSt	16000 cSt	13000 cSt	6100 cSt	NR1102	500 ml
100000 cSt	64000 cSt	21000 cSt	18000 cSt	18000 cSt	NR1103	500 ml
-	79000 cSt	28000 cSt	23000 cSt	11000 cSt	NR1104	500 ml