

Solutions d'étalonnage de conductivité
avec certificat de conformité

conductivité à +25°C	référence	Prix HT
valeurs standard		
84 µS/cm	NR1042	500 ml
147 µS/cm	NR1043	500 ml
1 413 µS/cm	NR1045	500 ml
12 880 µS/cm	NR1057	500 ml
1382 ppm NaCl	NR1064	500 ml
valeurs complémentaires		
1,3 µS/cm	NR1039	250 ml
5 µS/cm	NR1040	500 ml
10 µS/cm	NR1050	500 ml
20 µS/cm	NR1041	500 ml
23,8 µS/cm	NR1150	500 ml
25 µS/cm	NR1151	500 ml
50 µS/cm	NR1051	500 ml
100 µS/cm	NR1052	500 ml
150 µS/cm	NR1152	500 ml
185 µS/cm	NR1153	500 ml
200 µS/cm	NR1053	500 ml
250 µS/cm	NR1154	500 ml
300 µS/cm	NR1155	500 ml
400 µS/cm	NR1156	500 ml
500 µS/cm	NR1044	500 ml
718 µS/cm	NR1157	500 ml
1 000 µS/cm	NR1054	500 ml
2 000 µS/cm	NR1158	500 ml
2 500 µS/cm	NR1159	500 ml
3 000 µS/cm	NR1160	500 ml
5 000 µS/cm	NR1055	500 ml
7 000 µS/cm	NR1161	500 ml
10 000 µS/cm	NR1056	500 ml
20 000 µS/cm	NR1058	500 ml
30 000 µS/cm	NR1162	500 ml
40 000 µS/cm	NR1163	500 ml
50 000 µS/cm	NR1048	500 ml
60 000 µS/cm	NR1164	500 ml
80 000 µS/cm	NR1165	500 ml
100 000 µS/cm	NR1059	500 ml
111 800 µS/cm	NR1166	500 ml
150 000 µS/cm	NR1060	500 ml
200 000 µS/cm	NR1049	500 ml
300 000 µS/cm	NR1061	500 ml
350 000 µS/cm	NR1062	500 ml
400 000 µS/cm	NR1167	500 ml
450 000 µS/cm	NR1063	500 ml
500 000 µS/cm	NR1064	500 ml



- température de référence : +25°C
- exactitude : ± 1% (± 4% pour 1,3 µS/cm)
- conformes aux BPL
- en flacon avec certificat de conformité NIST : conductivité réelle, numéro de lot, description du produit, date et méthode de l'essai et exactitude
- durée de péremption : 6 mois (3 mois pour 1,3 µS/cm), 2 mois une fois ouvert