


Palier à manchon rodé avec capuchon à vis



- bouchon à vis, anneaux en caoutchouc et rondelles en PTFE

joint conique	diamètre	référence	Prix HT
29/32	Ø 11 mm	SW1090	
19/26	Ø 6 mm	SW1091	

Arbre d'agitateur Ø 6 mm



- en verre borosilicaté
- à utiliser avec des pales d'agitation en PTFE

dim. (Ø x L)	référence	Prix HT
Ø 6 x 450 mm	SW1290	l'unité
Ø 6 x 750 mm	SW1291	l'unité