


TUBES À HÉMOLYSE

Tubes à hémolyse colorés en polystyrène

PLASTIQUE
polystyrène

- tubes à fond rond
- bord droit
- livrés sans capuchon



capacité	dim. (Ø x h)	coloris	référence	Prix HT
20 ml	Ø 16 x 150 mm	Bleu	PP6012 les 1000	
		Rouge	PP6013 les 1000	
		Vert	PP6014 les 1000	

Tubes à hémolyse colorés en polystyrène

PLASTIQUE
polystyrène

- fond rond
- conviennent à la plupart des solutions aqueuses, bases douces et acides faibles
- centrifugation : jusqu'à 1400 g



capacité	dimensions	couleur	référence	Prix HT
5 ml	Ø 12 x h75 mm	naturel	DS4000 les 1000	
5 ml	Ø 12 x h75 mm	bleu	DS4001 les 1000	
5 ml	Ø 12 x h75 mm	vert	DS4002 les 1000	
5 ml	Ø 12 x h75 mm	orange	DS4003 les 1000	
5 ml	Ø 12 x h75 mm	jaune	DS4004 les 1000	
7,2 ml	Ø 13 x h100 mm	naturel	DS4005 les 1000	
14 ml	Ø 17 x h95 mm	naturel	DS4008 les 1000	

Tubes à hémolyse colorés en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène

- fond rond
- conviennent à la plupart des acides, solvants et alcalins
- autoclavables à +120°C
- centrifugation : jusqu'à 3 000 g



capacité	dimensions	couleur	référence	Prix HT
5 ml	Ø 12 x h75 mm	naturel	DS4010 les 1000	
5 ml	Ø 12 x h75 mm	ambré	DS4011 les 1000	
5 ml	Ø 12 x h75 mm	bleu	DS4012 les 1000	
5 ml	Ø 12 x h75 mm	vert	DS4013 les 1000	
5 ml	Ø 12 x h75 mm	orange	DS4014 les 1000	
5 ml	Ø 12 x h75 mm	jaune	DS4015 les 1000	
8 ml	Ø 13 x h100 mm	naturel	DS4017 les 1000	
12 ml	Ø 16 x h100 mm	naturel	DS4018 les 1000	
14 ml	Ø 17 x h95 mm	naturel	DS4019 les 1000	