

## Collier de serrage en PBT



- en PBT
- pour tubes flexibles en caoutchouc et en plastique

| couleur | pour tube     | référence | Prix HT |
|---------|---------------|-----------|---------|
| jaune   | Ø ext. 6 mm   | SW1075    | l'unité |
| rouge   | Ø ext. 4,5 mm | SW1076    | l'unité |

## Pincettes métalliques à ressort plat pour joints sphériques



- en métal nickelé
- pince à rodage sphérique

| couleur | joint sphérique | référence | Prix HT |
|---------|-----------------|-----------|---------|
| métal   | S13             | SW1080    | l'unité |

## Joint clip pour rodage sphérique



- en polyoxyméthylène (POM)
- pour tubes flexibles en caoutchouc et en plastique
- température max. 80°C

| couleur | pour tube | référence | Prix HT |
|---------|-----------|-----------|---------|
| rouge   | S29       | SW1140    | l'unité |
| bleu    | S19       | SW1141    | l'unité |

## Pincettes pour rodage conique en polyacétal



- en polyacétal
- pour les joints coniques
- température max. 80°C

| couleur | joint | référence | Prix HT |
|---------|-------|-----------|---------|
| ocre    | 40/38 | SW1160    | les 10  |
| violet  | 12/21 | SW1161    | les 10  |