


Éprouvettes avec bouchons **classe A** à pied hexagonal

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe A

- en verre borosilicaté 3.3
- bouchon en polyéthylène
- conformes norme ISO 4788
- épaisseur de paroi uniforme
- base hexagonale
- graduation bleue



capacité	graduations	tolérance	col	dim. (Ø xh)	réf	Prix HT
10 ml	0,2 ml	±0,1 ml	10/19	Ø 14 x h156 mm	WG3050 les 2	
25 ml	0,5 ml	±0,25 ml	14/23	Ø 21 x h190 mm	WG3051 les 2	
50 ml	1 ml	±0,5 ml	19/26	Ø 25 x h222 mm	WG3052 les 2	
100 ml	1 ml	±0,5 ml	24/29	Ø 29 x h287 mm	WG3053 les 2	
250 ml	2 ml	±1 ml	29/32	Ø 39 x h363 mm	WG3054 les 2	
500 ml	5 ml	±2,5 ml	34/35	Ø 53 x h395 mm	WG3055 les 2	
1 litre	10 ml	±5,0 ml	45/40	Ø 65 x h500 mm	WG3056 l'unité	
2 litres	20 ml	±10,0 ml	45/40	Ø 85 x h540 mm	WG3057 l'unité	

Éprouvettes avec bouchon **classe B** à pied hexagonal

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe B

- en verre borosilicaté 3.3
- bouchon octagonal en polyéthylène
- conformes norme ISO 4788
- épaisseur de paroi uniforme
- base hexagonale
- graduation blanche



capacité	graduations	tolérance	col	dim. (Ø xh)	réf	Prix HT
10 ml	0,2 ml	±0,2 ml	10/19	Ø 14 x h156 mm	WG3060 les 2	
25 ml	0,5 ml	±0,5 ml	14/23	Ø 21 x h190 mm	WG3061 les 2	
50 ml	1 ml	±1 ml	19/26	Ø 25 x h222 mm	WG3062 les 2	
100 ml	1 ml	±1 ml	24/29	Ø 29 x h287 mm	WG3063 les 2	
250 ml	2 ml	±2 ml	29/32	Ø 39 x h363 mm	WG3064 les 2	
500 ml	5 ml	±5 ml	34/35	Ø 53 x h395 mm	WG3065 les 2	
1 litre	10 ml	±10 ml	45/40	Ø 65 x h500 mm	WG3066 l'unité	
2 litres	20 ml	±20 ml	45/40	Ø 85 x h540 mm	WG3067 l'unité	

Éprouvettes **classe A** à pied hexagonal

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe A

- en verre borosilicaté 3.3
- conformes norme ISO 4788
- épaisseur de paroi uniforme
- base hexagonale
- graduation bleue



capacité	graduations	tolérance	dim. (Ø xh)	réf	Prix HT
5 ml	0,1 ml	±0,05 ml	Ø 12 x h112 mm	WG3070 les 2	
10 ml	0,2 ml	±0,1 ml	Ø 14 x h137 mm	WG3071 les 2	
25 ml	0,5 ml	±0,25 ml	Ø 21 x h167 mm	WG3072 les 2	
50 ml	1 ml	±0,5 ml	Ø 25 x h196 mm	WG3073 les 2	
100 ml	1 ml	±0,5 ml	Ø 29 x h256 mm	WG3074 les 2	
250 ml	2 ml	±1 ml	Ø 39 x h331 mm	WG3075 les 2	
500 ml	5 ml	±2,5 ml	Ø 53 x h360 mm	WG3076 les 2	
1 litre	10 ml	±5,0 ml	Ø 65 x h460 mm	WG3077 l'unité	
2 litres	20 ml	±10,0 ml	Ø 85 x h500 mm	WG3078 l'unité	

Éprouvettes graduées **classe B** à pied hexagonal

VERRE
borosilicaté 3.3

Classe B

- en verre borosilicaté 3.3
- conformes norme ISO 4788
- épaisseur de paroi uniforme
- base hexagonale
- graduation blanche
- avec bec verseur



capacité	graduations	tolérance	dim. (Ø xh)	réf	Prix HT
5 ml	0,1 ml	±0,1 ml	Ø 12 x h112 mm	WG3080 les 2	
10 ml	0,2 ml	±0,2 ml	Ø 14 x h137 mm	WG3081 les 2	
25 ml	0,5 ml	±0,5 ml	Ø 21 x h167 mm	WG3082 les 2	
50 ml	1 ml	±1 ml	Ø 25 x h196 mm	WG3083 les 2	
100 ml	1 ml	±1 ml	Ø 29 x h256 mm	WG3084 les 2	
250 ml	2 ml	±2 ml	Ø 39 x h331 mm	WG3085 les 2	
500 ml	5 ml	±5 ml	Ø 53 x h360 mm	WG3086 les 2	
1 litre	10 ml	±10 ml	Ø 65 x h460 mm	WG3087 l'unité	
2 litres	20 ml	±20 ml	Ø 85 x h500 mm	WG3088 l'unité	