

Porte-flacon en silicone



- en silicone solide gris
- dimension Ø165mm x 40mm
- nervures souples permettant de maintenir les flacons ronds et carrés de Ø75 mm à Ø120 mm de diamètres
- autoclavable, durable, résistant aux produits chimiques

référence	Prix HT
WG1280 Porte-flacon	l'unité

Support de ballon



Maintien des ballons



- en polypropylène, avec anneaux concentriques moulés
- superposables
- excellente résistance aux acides, alcalins ou autres substances corrosives
- autoclavable à la vapeur à +121°C
- dimensions : Ø 160 x 50 mm

référence	Prix HT
F38950 Support de ballon	