

VERRERIE - BÉCHERS

Béchers forme basse en verre borosilicaté 3.3

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- conformes à la norme ISO 3819
- graduations émaillées blanches
- épaisseur de parois uniforme
- avec bec verseur

capacité	dim. (Ø x h)	épaisseur	référence	Prix HT
10 ml	26 x h37 mm	0,7 mm	CT5200	les 12
20 ml	35 x h45 mm	1,5 mm	CT5201	les 12
25 ml	34 x h52 mm	1,5 mm	CT5202	les 12
50 ml	42 x h62 mm	1,6 mm	CT5203	les 10
100 ml	50 x h72 mm	1,8 mm	CT5204	les 10
150 ml	60 x h82 mm	1,8 mm	CT5205	les 10
250 ml	70 x h97 mm	1,9 mm	CT5206	les 10
400 ml	80 x h113 mm	2,0 mm	CT5207	les 10
600 ml	90 x h128 mm	2,1 mm	CT5208	les 10
800 ml	100 x h138 mm	2,1 mm	CT5209	les 10
1000 ml	105 x h148 mm	2,1 mm	CT5210	les 10
2000 ml	133 x h189 mm	2,3 mm	CT5211	les 10
3000 ml	150 x h210 mm	2,5 mm	CT5212	l'unité
5000 ml	170 x h270 mm	2,5 mm	CT5213	l'unité

Béchers forme haute en verre borosilicaté

VERRE
borosilicaté 3.3



- conformes à la norme DIN 12331, ISO 3819
- en verre borosilicaté
- avec bec verseur
- graduations blanches


capacité	diamètre	hauteur	référence	Prix HT
25 ml	30 mm	55 mm	MR4830	les 10
50 ml	38 mm	70 mm	MR4831	les 10
100 ml	48 mm	80 mm	MR4832	les 10
150 ml	54 mm	95 mm	MR4833	les 10
250 ml	60 mm	120 mm	MR4834	les 10
400 ml	70 mm	130 mm	MR4835	les 10
600 ml	80 mm	150 mm	MR4836	les 10
800 ml	90 mm	175 mm	MR4837	les 10
1000 ml	95 mm	180 mm	MR4838	les 10
2000 ml	120 mm	240 mm	MR4839	les 6
3000 ml	135 mm	280 mm	MR4840	les 6

Béchers forme haute en verre borosilicaté 3.3

LMR®
VERRE
borosilicaté 3.3



PYREX®
VERRE
borosilicaté 3.3



DURAN GROUP
VERRE
borosilicaté 3.3



capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
25ml	30 x h55 mm	GW4021	les 10
50ml	38 x h66 mm	GW4022	les 10
100ml	47 x h80 mm	GW4023	les 10
150ml	53 x h96 mm	GW4024	les 10
250ml	61 x h117 mm	GW4025	les 10
400ml	70 x h130 mm	GW4026	les 10
600ml	82 x h143 mm	GW4027	les 8
800ml	89 x h171 mm	GW4028	les 10
1000ml	95 x h185 mm	GW4029	les 8
2000ml	118 x h236 mm	GW4030	les 4
3000ml	135 x h280 mm	GW4031	les 6

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50ml	38 x h70 mm	VU1104	les 10
100ml	48 x h80 mm	VU1105	les 10
150ml	54 x h95 mm	VU1106	les 10
250ml	60 x h120 mm	VU1107	les 10
400ml	70 x h130 mm	VU1108	les 10
600ml	80 x h150 mm	VU1110	les 10
1000ml	95 x h180 mm	VU1112	les 10
2000ml	120 x h240 mm	VU1113	les 10

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
50ml	38 x h70 mm	GW4082	les 10
100ml	48 x h80 mm	GW4083	les 10
150ml	54 x h95 mm	GW4084	les 10
250ml	60 x h120 mm	GW4085	les 10
400ml	70 x h130 mm	GW4086	les 10
600ml	80 x h150 mm	GW4087	les 10
800ml	90 x h175 mm	GW4088	les 10
1000ml	95 x h180 mm	GW4089	les 10
2000ml	120 x h240 mm	GW4090	les 10
3000ml	135 x h280 mm	GW4091	les 2