

Erlenmeyers pour culture bactérienne
en polycarbonate



- en polycarbonate
ISO10993 USP
- épaisseur de paroi uniforme
- résistent aux températures de -80°C à +121

capacité	référence	Prix HT
125 ml	BL7150 les 24	
250 ml	BL7151 les 12	
500 ml	BL7152 les 12	
1000 ml	BL7153 les 12	

Erlenmeyers pour culture bactérienne
en polycarbonate
avec bouchon ventilé



- en polycarbonate
- bouchon en polypropylène recouvert d'une
membrane filtrante hydrophobe en PTFE
de 0,22 µm
- résistent aux températures de -80°C à +121

capacité	référence	Prix HT
125 ml	BL7170 les 24	
250 ml	BL7171 les 12	
500 ml	BL7172 les 12	

Erlenmeyers col rodé 14/10
en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté
- cole rodé NS 14/10

capacité	référence	Prix HT
10 ml	SW1170 l'unité	
25 ml	SW1171 l'unité	