

## Extracteur 60 ml en verre borosilicaté

VERRE  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3 Pyrex
- conçus pour une utilisation dans les montages à reflux

capacité	longueur	rodage		référence	Prix HT
		femelle	mâle		
60 ml	205 mm	34/35	24/29	SW1180	l'unité

## Extracteur de Soxhlet 600 ml en verre borosilicaté

VERRE  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3 Pyrex
- conforme BS 2071

capacité	longueur	rodage femelle	référence	Prix HT

## Corps de dilatomètre 14/23

VERRE  
borosilicaté 3.3



- graduation

douille	référence	Prix HT
corps		
14/23	SW1220	l'unité
bouchon		
14/23	SW1221	l'unité

## Appareil de dosage de l'arsenic 24/29

VERRE  
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- conforme ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Classe A)
- l'appareil comprend deux composants : un tube d'absorption et un erlenmeyer de 100 ml

col	référence	Prix HT
24/29	SW1300	l'unité