

TUBES ET ADAPTATEURS

Têtes de distillation longues avec ampoule de garde en verre borosilicaté

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- 2 joints

rodage		référence	Prix HT
femelle	mâle		
19/26	19/26	GW5356	l'unité
19/26	24/29	GW5357	l'unité
24/29	24/29	GW5358	l'unité

Colonne réfrigérante d'Allihn en verre borosilicaté 3.3

VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3

- connecteur d'olive en verre est pour tube Øint. 10 mm

longueur	ampoules	rodage	référence	Prix HT
200 mm	4 ampoules	14/23	GW8010	l'unité
300 mm	6 ampoules	14/23	GW8020	l'unité
300 mm	6 ampoules	19/26	GW8030	l'unité
300 mm	6 ampoules	29/32	GW8040	l'unité
500 mm	10 ampoules	29/32	GW8050	l'unité