

Agitateurs électroniques à tige de 30 à 100 litres série OS-Plus

- axe traversant par le dessus
- minuterie 1 à 99 h 59 min pour un fonctionnement sans surveillance avec arrêt automatique
- fonction thermomètre : entrée pour sonde de température externe
- verrouillage des paramètres
- affichage LCD de la vitesse, du couple, du temps, de la température
- vitesse constante, ajustement automatique du couple en fonction des variations de viscosité
- rotation réversible
- avertisseur sonore en cas de dysfonctionnement ou à la fin de la minuterie
- protection IP42
- interface USB, RS485, type-C
- PT1000 précision $\pm 0,2$ °C



réf.	OS-T40-Plus	OS-T60-Plus	OS-T400-Plus
capacité	30 litres	50 litres	100 litres
vitesse	50 à 2 200 tr/min	50 à 2 200 tr/min	vitesse A : 10 à 400 tr/min vitesse B : 50 à 2 000 tr/min
couple max. sur l'axe	40 Ncm	60 Ncm	400 Ncm
viscosité max.	10 000 mPas	50 000 mPas	150 000 mPas
mandrin	$\varnothing 0,5$ à 10 mm	$\varnothing 0,5$ à 10 mm	$\varnothing 0,5$ à 10 mm
dimensions (lxpxh) / poids	90 x 240 x h227 mm / 3,5 kg	90 x 240 x h227 mm / 3,5 kg	101 x 270 x h264 mm / 5,2 kg
Puissance moteur (entrée/sortie)	60 W / 50 W	110 W / 100 W	180 W / 170 W
puissance	70 W	130 W	300 W
conditions ambiantes	5 à 40 °C, 80 % HR	5 à 40 °C, 80 % HR	5 à 40 °C, 80 % HR
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Agitateurs standard	AGR0040	AGR0060	AGR0400


Tiges ancre en inox



- tiges en inox 316L

tige (Ø x L)	Ø hélice	référence	Prix HT
Ø 8 x 600 mm	Ø 100 mm	DG0060	
Ø 8 x 400 mm	Ø 60 mm	DG0061	

Tiges à palette en inox



- tiges en inox 316L

tige (Ø x L)	Ø hélice	référence	Prix HT
Ø 8 x 400 mm	Ø 68 mm	DG0065	
Ø 8 x 600 mm	Ø 100 mm	DG0066	

Tige en spirale en inox



- tiges en inox 316L

tige (Ø x L)	Ø hélice	référence	Prix HT
Ø 8 x 400 mm	Ø 50 mm	DG0070	

Tiges à hélice à 4 pales courbées en inox



- tiges en inox 316L

tige (Ø x L)	Ø hélice	référence	Prix HT
Ø 8 x 600 mm	Ø 100 mm	DG0075	
Ø 8 x 400 mm	Ø 50 mm	DG0076	

Tige à hélice à 4 pales enduit de PTFE



- tiges enduit de PTFE

tige (Ø x L)	Ø hélice	référence	Prix HT
Ø 8 x 350 mm	Ø 65 mm	DG0080	

Tige à hélice à 2 pales en inox



- tiges en inox 316L

tige (Ø x L)	Ø hélice	référence	Prix HT
Ø 8 x 400 mm	Ø 60 mm	DG0085	

Tige centrifuge à 2 pales enduit de PTFE



• tiges enduit de PTFE

tige (Ø x L)	Ø hélice	référence	Prix HT
Ø 8 x 350 mm	Ø 85 mm	DG0090	

Tige centrifuge à 2 pales en inox



• tiges en inox 316L

tige (Ø x L)	Ø hélice	référence	Prix HT
Ø 8 x 400 mm	Ø 90 mm	DG0095	

Tige à débit radial en inox



• tiges en inox 316L

tige (Ø x L)	Ø hélice	référence	Prix HT
Ø 8 x 400 mm	Ø 50 mm	DG0100	

Support de plaque universelle



• support en fonte

tige (Ø x L)	référence	Prix HT
Ø 20x31x78 cm	AGR1012	

Tige palette enduit de PTFE



• tiges enduit de PTFE

tige (Ø x L)	Ø hélice	référence	Prix HT
Ø 8 x 350 mm	Ø 68 mm	DG0105	

Tige à lame plate en inox



• tiges en inox 316L

tige (Ø x L)	Ø hélice	référence	Prix HT
Ø 8 x 400 mm	Ø 60 mm	DG0110	

Tige à disque en inox



• tiges en inox 316L

tige (Ø x L)	Ø hélice	référence	Prix HT
Ø 8 x 600 mm	Ø 100 mm	DG0115	

Tige droite à hélice à 2 pales enduit de PTFE



• tiges enduit de PTFE

tige (Ø x L)	Ø hélice	référence	Prix HT
Ø 8 x 350 mm	Ø 70 mm	DG0120	