

AGITATEURS MAGNÉTIQUES CHAUFFANTS

Agitateurs magnétiques chauffants

capacité max.

20 litres

- boîtier métallique recouvert d'une peinture époxy, excellente résistance aux produits chimiques
- plaque céramique
- sécurité de surchauffe résiduelle quand le disque dépasse +50°C
- moteur DC sans balais
- disques en céramique
- 3 modes de chauffage : rapide, standard, stable
- écran LCD
- verrouillage des paramètres
- température de sécurité fiable
- fonction minuterie (1 min à 99 h 59 min)
- fonction de contrôle à distance via connexion PC
- connexion de données RS232
- fonction minuterie 1 min – 99 h 59 min



1



2

taille de la plaque	184 x 184 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm	100 x 100 mm
volume d'agitation max.	20 litres	10 litres	-	10 litres
taille max. agitateur	80 mm	40 mm	-	40 mm
vitesse	50–1500 tr/min	50–1500 tr/min	-	50–1500 tr/min
affichage vitesse	LCD	LCD	-	LCD
plage de température de chauffe	Temp. ambiante 550°C, incrément 1°C			-
protection contre la surchauffe	580°C	580°C	580°C	-
puissance	1200 W	460 W	430 W	30 W
puissance moteur	10 W	10 W	-	10 W
puissance de chauffe	1150 W	410 W	410 W	-
protection	IP21	IP21	IP21	IP21
dimensions / poids	360 x 230 x h110 mm / 4,3 kg	270 x 175 x h108 mm / 2,2 kg	270 x 175 x h108 mm / 1,8 kg	270 x 175 x h108 mm / 1,8 kg
capteur de température externe	-	PT1000 (précision ±0,2°C)	PT1000 (précision ±0,2°C)	-
moteur	moteur CC sans balais	moteur CC sans balais	-	moteur CC sans balais
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Agitateur plaque porcelaine	AG0550 1	AG0551	AG0552	AG0553
accessoire				
sonde Pt1000 2	-	AG819	AG819	-