

# AGITATEURS MAGNÉTIQUES CHAUFFANTS

## Agitateurs magnétiques chauffants affichage numérique LED

capacité max.

**5 litres**

- support pour sonde PT1000
- plaque en aluminium revêtue de céramique
- affichage LED
- alerte de chaleur au-dessus de 50°C
- forte puissance magnétique

Support double  
réglable pour  
sonde PT1000,  
limitant les  
interférences

Surface en  
aluminium revêtue  
de céramique

Écran LED  
affichant la vitesse  
de rotation (50 à  
1500 tr/min)



1



2

volume max. d'agitation	5 litres	5 litres
plage de température de chauffe	Temp. ambiante 280 °C	Temp. ambiante 120 °C
puissance	610 W	610 W
exactitude	±1°C / ±0,2°C avec Pt1000	±1°C / ±0,2°C avec Pt1000
puissance de chauffe	600 W	600 W
dimensions surface	Ø 135 mm	Ø 135 mm
vitesse	réglable 50 à 1 500 tr/min	réglable 50 à 1 500 tr/min
protection	IP21	IP21
dimensions / poids	260 x 150 x h100 mm / 1,8 kg	260 x 150 x h100 mm / 1,8 kg
alimentation	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Agitateur	AG0280 1	AG0281
	accessoire	
sonde Pt1000 2	AG819	AG819