

## Réactif Phénol

► dosage précis



- longue durée de conservation
  - blister en aluminium
- Appareils**
- MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect
  - SpectroDirect, XD 7000, XD 7500

| réactifs                                                                                | Prix HT |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LV1295 Phénols n°1 : T 0.1 - 5 mg/L C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH, les 100 pastilles |         |
| LV1295 Phénols n°2 : T 0.1 - 5 mg/L C <sub>6</sub> H <sub>5</sub> OH, les 100 pastilles |         |

## Pastilles EDTA



- dosage précis
- longue durée de conservation
- blister en aluminium

|                            |                                     | cuvettes                 | λ      | Gamme de mesure    |
|----------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------|
| appareils                  | MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect | ø 24 mm                  | 610 nm | 0,02 - 1 mg/L Zn   |
|                            | SpectroDirect                       | ø 24 mm                  | 616 nm | 0,02 - 0,5 mg/L Zn |
|                            | XD 7000, XD 7500                    | ø 24 mm                  | 616 nm | 0,02 - 1 mg/L Zn   |
| EDTA en présence de cuivre |                                     | LV1500 les 100 pastilles |        |                    |

## Réactif Silice PR



- dosage précis
- longue durée de conservation
- blister en aluminium

|           |                                             | cuvettes                 | λ      | Gamme de mesure                |
|-----------|---------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------------------|
| appareils | MD 100, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect | ø 24 mm                  | 660 nm | 0,05 - 4 mg/L SiO <sub>2</sub> |
|           | SpectroDirect, XD 7000, XD 7500             | ø 24 mm                  | 820 nm | 0,05 - 4 mg/L SiO <sub>2</sub> |
| Silice PR |                                             | LV1505 les 100 pastilles |        |                                |

## Nitrite cuve test



- réalisation de tests ultrasensibles
- verre optique spécial
- dimension emballage : 170 x 150 x 208 mm

|                                   |                                             | cuvettes    | λ      | Gamme de mesure   |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------|--------|-------------------|
| appareils                         | MD 100, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect | ø 16 mm     | 530 nm | 0,03 - 0,6 mg/L N |
|                                   | SpectroDirect, XD 7000, XD 7500             | ø 16 mm     | 545 nm | 0,03 - 0,6 mg/L N |
| Nitrite / 25                      |                                             | LV1130      |        |                   |
|                                   |                                             | accessoires |        |                   |
| Réactif en pastilles pour Nitrite |                                             | LV1129      |        |                   |