

Réactif liquide pour Fluorure



1



2

- dosage précis
- étalons multiples avec solution d'addition

	cuvettes	λ	Gamme de mesure
appareils MD 100, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	590 nm	0.05 - 2 mg/L F ⁻
SPADNS Solution de réactif 250 mL	LV3240	1	
ValidCheck Fluorure 1 mg/l	LV1515	2	

DPD pour mesure du Chlore total



- sans acide borique
- précision maximale
- dosage précis

	cuvettes	λ	Gamme de mesure
appareils 0.02 - 2 mg/L O ₃ MD50, MD 100, MD 110, MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 600, PM 620, PM 630	ø 24 mm	530 nm	0,02 - 2 mg/L O ₃
SpectroDirect	ø 24 mm	510 nm	0,02 - 1 mg/L O ₃
XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	510 nm	0,02 - 2 mg/L O ₃
MD150	ø 24 mm	515 nm	0,02 - 2 mg/L O ₃
Kit DPD N° 1/N° 3	LV1520 les 100 pastilles		
Réactif en pastilles DPD N°1	LV1525 les 100 pastilles		
Réactif en pastilles DPD N°3	LV1526 les 100 pastilles		

Réactif Pastilles Ammonia



- grande précision
- dosage précis
- blister en aluminium

	cuvettes	λ	Gamme de mesure
appareils Kit de test, MD 100, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	610 nm	0,02 - 1 mg/L Zn
SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	616 nm	0,02 - 0,5 mg/L Zn
Ammoniac N° 1	LV1530 les 100 pastilles		
Ammoniac N° 2	LV1535 les 100 pastilles		

Nitrate cuves tests



- réalisation de tests ultrasensibles
- verre optique spécial
- dimension packaging 170 x 150 x 208 mm

référence	Prix HT
LV1128 Nitrate, cuves tests, 24 tests	