

VARIO Chlorine Total DPD



- Green Chemistry sans acide borique
- facile à utiliser
- standard de qualité élevé
- dissolution rapide

- à utiliser dans le cadre de la méthode DPD d'analyse du chlore pour la détermination du chlore combiné et du chlore total.
- format poudre en stick.

		cuvettes	λ	Gamme de mesure
appareils	MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	530 nm	0,02 - 3,5 mg/L Cl ₂
	SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	510 nm	0,02 - 3,5 mg/L Cl ₂
	MD 100	ø 24 mm	-	0,02 - 3,5 mg/L Cl ₂
VARIO Chlorine Total DPD, 10 ml		LV3260 les 100		
VARIO Chlorine Total DPD, 25 ml		LV3261 les 100		
VARIO Chlorine Total DPD, 5 ml		LV3262 les 100		

VARIO Chlorine libre DPD



- Green Chemistry sans acide borique
- facile à utiliser
- standard de qualité élevé
- dissolution rapide

- à utiliser dans le cadre de la méthode DPD d'analyse du chlore pour la détermination du chlore libre
- format poudre en stick.

		cuvettes	λ	Gamme de mesure
appareils	MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630	ø 24 mm	530 nm	0,02 - 3,5 mg/L Cl ₂
	SpectroDirect, XD 7000, XD 7500	ø 24 mm	510 nm	0,02 - 3,5 mg/L Cl ₂
	MD 100	ø 24 mm	-	0,02 - 3,5 mg/L Cl ₂
	VARIO Chlorine Free DPD, 10 ml	LV3270 les 100		
VARIO Chlorine Free DPD, 25 ml		LV3271 les 100		