


Pastilles Aluminium N°1 pour analyse de l'eau



- facile à utiliser
- comprimés protégés individuellement sous blister aluminium
- conditionnement limitant les risques lors de la manipulation

| appareils      |                                                                          | cuvettes                 | λ      | Gamme de mesure    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|--------------------|
|                | Kit de test, MD 100, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630 | ø 24 mm                  | 530 nm | 0,01 - 0,3 mg/L Al |
|                | SpectroDirect, XD 7000, XD 7500                                          | ø 24 mm                  | 535 nm | 0,01 - 0,3 mg/L Al |
|                | MD 150                                                                   | ø 24 mm                  | 515 nm | 0,01 - 0,3 mg/L Al |
| Aluminium N° 1 |                                                                          | LV3340 les 100 pastilles |        |                    |

Réactif en poudre pour dosage du chrome hexavalent (Cr VI)



- facile à utiliser
- haut niveau de qualité
- dissolution rapide, sachet de poudre

| appareils         |                                 | cuvettes               | λ      | Gamme de mesure     |
|-------------------|---------------------------------|------------------------|--------|---------------------|
|                   | SpectroDirect, XD 7000, XD 7500 | ø 50 mm                | 542 nm | 0,005 - 0,5 mg/L Cr |
| Chrome hexavalent |                                 | LV3350 les 100 sachets |        |                     |

Application

- traitement des eaux usées, traitement de l'eau brute, galvanisation, traitement de l'eau potable

Préparation

- le pH de l'échantillon doit être compris entre 3 et 9

Pastilles réactives cuivre/zinc HR



- pastilles réactives pour l'analyse du cuivre et du zinc dans l'eau
- dosage précis et reproductible grâce aux réactifs sous forme de comprimés
- conditionnement individuel sous blister aluminium
- utilisation avec les kits d'analyse, colorimètres et spectrophotomètres Lovibond
- réactifs destinés aux analyses photométriques

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| référence                             | Prix HT |
| LV3360 Zinc cuivre, les 100 pastilles |         |

Réactif urée n° 2, solution liquide



- réactif liquide destiné à l'analyse de l'urée
- s'utilise dans le cadre d'une méthode d'analyse nécessitant l'ajout successif de plusieurs réactifs
- dosage précis des gouttes nécessaire pour garantir une bonne formation du complexe coloré
- sensible à l'oxygène de l'air lors de l'ouverture du flacon
- à conserver à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures élevées

| appareils      |                                                                     | cuvettes         | λ      | Gamme de mesure     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------|---------------------|
|                | MD 100, MD 200, MD 600, MD 610, MD 640, MultiDirect, PM 620, PM 630 | ø 24 mm          | 610 nm | 0,1 - 2,5 mg/L Urea |
|                | SpectroDirect                                                       | ø 24 mm          | 676 nm | 0,1 - 2 mg/L Urea   |
|                | XD 7000, XD 7500                                                    | ø 24 mm          | 676 nm | 0,1 - 2,5 mg/L Urea |
| MD50           |                                                                     | ø 24 mm          | 680 nm | 0,1 - 2,5 mg/L Urea |
| UREE Réactif 2 |                                                                     | LV1148 les 10 ml |        |                     |