


Moules d'inclusion en PVC



- moule en PVC
- surface polie
- coins arrondis

| cavité | dim. ext. (lxpxh) | référence | Prix HT |
|----------------|-------------------|-----------|---------|
| 7 x 7 x 5 mm | 50 x 37 x 12 mm | CT6000 | les 500 |
| 17 x 17 x 5 mm | 50 x 37 x 12 mm | CT6001 | les 500 |
| 25 x 25 x 5 mm | 50 x 37 x 12 mm | CT6002 | les 500 |
| 25 x 32 x 5 mm | 50 x 37 x 12 mm | CT6003 | les 500 |
| 25 x 40 x 5 mm | 50 x 37 x 12 mm | CT6004 | les 500 |
| 37 x 24 x 7 mm | 50 x 38 x 18 mm | CT6005 | les 50 |

Tampons en mousse pour cassette



- en mousse de polyuréthane (PU)
- compatibles avec toutes les cassettes standard Citotest

| dim. ext. (lxpxh) | référence | Prix HT | |
|-------------------|------------|---------|--------------------|
| | | bleu | noir |
| 30 x 25 x 2 mm | CT6110 [1] | les 500 | CT6112 [2] les 500 |
| 25 x 69 x 2 mm | CT6111 | les 500 | CT6114 les 500 |

Mega cassettes EM128



- en POM
- rectangulaires
- coloris blanc
- dimension : 75 x 52 x 18 mm, avec des fentes rectangulaires 5,8 x 1 mm

| référence | Prix HT |
|--------------------------------------|---------|
| CT6105 Mega cassettes EM128, les 100 | |