

Sachets à biopsies



- en polyester résistants aux solvants
- maille fine : 0,2 x 0,2 mm
- empêche la déformation

dimension	référence	Prix HT
30 x 45 mm	CT5550	les 200
45 x 75 mm	CT5552	les 100
75 x 95 mm	CT5551	les 100

Moules d'inclusion en inox



- moules réutilisables
- surface polie
- coins arrondis

Cavité	dim. ext. (lxpxh)	référence	Prix HT
7 x 7 x 7mm	52 x 35 x 11 mm	CT5580	les 10
15 x 15 x 7 mm	52 x 35 x 11 mm	CT5581	les 10
24 x 24 x 7 mm	52 x 35 x 11 mm	CT5582	les 10
30 x 24 x 7 mm	52 x 35 x 11 mm	CT5583	les 10
37 x 24 x 7 mm	52 x 35 x 11 mm	CT5584	les 10

Anneaux d'inclusion



- maintien ferme de l'échantillon de tissu
- pratique pour la coupe

coloris	référence	Prix HT
blanc	CT5590	les 2000