



Armoires et coffres de sécurité en PVC cellulaire pour acides / bases

► haute résistance aux vapeurs corrosives

Construction - Équipement

- construction en PVC cellulaire blanc
- pictogrammes normalisés
- étagères et bac de rétention coulissants avec butoir, en PVC
- compartiments séparés acides / bases
- modèles avec compartiments secondaires
- portes battantes ou à glissière, fermeture à clé
- pieds vérins pour mise à niveau

Sécurité

- orifices de ventilation haut et bas
- sortie Ø 100 mm à l'arrière de l'armoire pour raccordement éventuel d'une ventilation
- ventilation / filtration forcée en option

compartiment principal
compartiment secondaire



	coffre 1 porte 1 compartiment [1]	coffre 2 portes 2 compartiments [2]	comptoir 2 portes 2 compartiments [3]	armoire haute 2 portes 2 compartiments [4]	armoire haute 3 portes vitrées 3 compartiments [5]	armoire haute 2 portes 2 compartiments [6]
capacité de stockage	68 kg	96 kg	144 kg	150 kg	170 kg	192 kg
capacité de rétention	28 litres	44 litres	66 litres	84 litres	70 litres	88 litres
compartiments principaux	1 principal	2 principaux	2 principaux	2 principaux	3 principaux	2 principaux
compartiments secondaires	1 secondaire	-	-	2 secondaires	3 secondaires	-
étagères de rétention	2 + 2 étagères	4 étagères	6 étagères	6 + 6 étagères	5 + 5 étagères	8 étagères
dim. externes (lxpxh)	635 x 615 x h 670 mm	1135 x 615 x h 670 mm	1135 x 615 x h 900 mm	635 x 615 x h 1850 mm	635 x 615 x h 1850 mm	1135 x 615 x h 1850 mm
poids	30 kg	60 kg	110 kg	90 kg	83 kg	155 kg
Armoires PVC acides / bases	LMC100	LMC200	TX2320	TX2325	TX2330	TX2335

Systèmes de ventilation et filtration

Kit de raccordement :

- tous les caissons de ventilation sont livrés avec un kit de raccordement armoire / caisson comprenant :
 - 1 gaine de 1 mètre,
 - 1 colerette Ø 100 mm,
 - 2 colliers de serrage
- reste à prévoir la gaine de raccordement caisson/mur



Ventilation sans filtration, avec rejet vers l'extérieur

- modèle standard
- modèle ATEX CE II 3G, protégé contre les risques d'explosion
- caissons livrés avec 1 kit de raccordement armoire/caisson

[7]



ventilation avec rejet vers l'extérieur

TX9100 Caisson standard, raccordement [7]

TX9170 Caisson ATEX CE II 3G, raccordement

Ventilation / filtration avec recirculation d'air filtré à l'intérieur du local

- modèle conforme aux exigences d'efficacité de filtration, de confinement et de vitesse de l'air de la norme NFX15211
- modèle ATEX CE II 3G, protégé contre les risques d'explosion
- caissons livrés avec 1 kit de raccordement armoire/caisson et 1 filtre "vapeurs organiques"

[8]



[9]



ventilation - filtration à recirculation d'air filtré à l'intérieur du local			référence	Prix HT
Caisson norme NFX15211	[8]	caisson, filtre, raccordement	TX9120	
Caisson ATEX CE II 3G	[9]	filtre de rechange	TX9125	
			TX9115	