



Armoires et coffres de sécurité en panneaux mélaminés pour acides / bases

► haute résistance aux vapeurs corrosives

Construction - Équipement

- construction en mélaminé
- pictogrammes normalisés
- étagères et bac de rétention coulissants avec butoir
- compartiments séparés acides / bases
- modèles avec compartiments secondaires
- portes battantes ou à glissière, fermeture à clé
- pieds vérins pour mise à niveau

Sécurité

- orifices de ventilation haut et bas
- sortie Ø 100 mm à l'arrière de l'armoire pour raccordement éventuel d'une ventilation
- ventilation / filtration forcée en option

compartiment principal
compartiment secondaire



	[1] coffre 1 compartiment 1 porte	[2] coffre 2 compartiments 2 portes	[3] comptoir 2 compartiments 2 portes	[4] armoire 2 compartiments 2 portes	[5] armoire 3 compartiments 3 portes vitrées	[6] armoire 2 compartiments 2 portes
capacité de stockage / de rétention	68 kg / 28 litres	96 kg / 44 litres	144 kg / 66 litres	150 kg / 84 litres	170 kg / 70 litres	192 kg / 88 litres
compartiment principal / secondaire	1 / 1 compartiments	2 / - compartiments	2 / - compartiments	2 / 2 compartiments	3 / 3 compartiments	2 / - compartiments
étagères de rétention	2 + 2 étagères	4 étagères	6 étagères	6 + 6 étagères	5 + 5 étagères	8 étagères
dimensions externes (lxpxh)	635x615xh670mm	1135x615xh670mm	1135x615xh900mm	635x615xh1850mm	635x615xh1850mm	1135x615xh1850mm
poids	30 kg	60 kg	110 kg	90 kg	83 kg	155 kg
Armoires pour acides / bases	TX2280	TX2285	TX2290	TX2295	TX2310	TX2315

Systèmes de ventilation et filtration

Kit de raccordement :


- tous les caissons de ventilation sont livrés avec un kit de raccordement armoire / caisson comprenant :
 - 1 gaine de 1 mètre,
 - 1 collerette Ø 100 mm,
 - 2 colliers de serrage
- reste à prévoir la gaine de raccordement caisson/mur



Ventilation sans filtration, avec rejet vers l'extérieur

- modèle standard
- modèle ATEX CE II 3G, protégé contre les risques d'explosion
- caissons livrés avec 1 kit de raccordement armoire/caisson

[7]



ventilation avec rejet vers l'extérieur

TX9100 Caisson standard, raccordement [7]

TX9170 Caisson ATEX CE II 3G, raccordement

Ventilation / filtration avec recirculation d'air filtré à l'intérieur du local

- modèle conforme aux exigences d'efficacité de filtration, de confinement et de vitesse de l'air de la norme NFX15211
- modèle ATEX CE II 3G, protégé contre les risques d'explosion
- caissons livrés avec 1 kit de raccordement armoire/caisson et 1 filtre "vapeurs organiques"

[8]



[9]



ventilation - filtration à recirculation d'air filtré à l'intérieur du local			référence	Prix HT
Caisson norme NFX15211	[8]	caisson, filtre, raccordement	TX9120	
Caisson ATEX CE II 3G	[9]	filtre de rechange	TX9125	
			TX9115	