



ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Armoires de sécurité compartimentées multirisques

- armoires universelles multirisques
- conformes à la norme **EN61010**
- pictogrammes normalisés
- multicompartiments : séparation par famille de produits dangereux
- solution modulable : étiquetage des compartiments à la demande
- construction en acier recouvert de peinture époxy
- étagères en forme de bac de rétention en acier recouvert de peinture époxy
- bac de rétention amovible en acier, placé au bas de chaque compartiment
- charge max. : 80 kg par étagère
- système de ventilation en option
- portes battantes à fermeture à clé
- ouverture de porte à 110°
- raccord de sortie Ø 125 mm pour ventilation
- **portes pleines ou portes vitrées**

Options

- **LMD492 - ventilation avec extraction des vapeurs vers l'extérieur** du local, dim. 290 x p290 x h270 mm, gaine et filtre sur demande
- **programmeur horaire de ventilation** : programmation des cycles de fonctionnement de la ventilation (arrêt / marche) sur 24 heures



	1 porte 1 compartiment	2 portes 2 compartiments	3 portes 3 compartiments	2 portes 1 compartiment	4 portes 4 compartiments
	largeur externe 600 mm			largeur externe 1140 mm	
capacité utile (flacons de 1 litre)	110 x 1 litre	110 x 1 litre	90 x 1 litre	200 x 1 litre	200 x 1 litre
poids	68 kg	70 kg	73 kg	125 kg	135 kg
compartiment 1	acides 3 étagères revêt. époxy	acides 2 étagères revêt. époxy	acides 2 étagères revêt. époxy	acides 3 étagères revêt. époxy	acides 2 étagères revêt. époxy
compartiment 2	-	bases 2 étagères en acier inox	bases 2 étagères en acier inox	-	bases 2 étagères en acier inox
compartiment 3	-	-	toxiques 2 étagères revêt. époxy	-	toxiques 2 étagères revêt. époxy
compartiment 4	-	-	-	-	dangereux 2 étagères revêt. époxy
dimensions étagères (lxpxh)	590 x 500 x h30 mm	590 x 500 x h30 mm	590 x p500 x h30 mm	1130 x 500 x h30 mm	1130 x 500 x h30 mm
dimensions externes (lxpxh)	600 x 600 x h1950 mm	600 x 600 x h1950 mm	600 x 600 x h1950 mm	1140 x 600 x h1950 mm	1140 x 600 x h1950 mm
Armoires portes pleines	CCF1610 [1]	CCF1620 [3]	CCF1630 [5]	CCF1640 [7]	CCF1650 [9]
Armoires portes vitrées	CCF1611 [2]	CCF1621 [4]	CCF1631 [6]	CCF1641 [8]	CCF1651 [10]
options					
système ventilation rejet extérieur	LMD492	LMD492	LMD492	LMD492	LMD492
programmeur de ventilation	CCF1680	CCF1680	CCF1680	CCF1680	CCF1680
étagères supplémentaires					
étagère suppl. acier peint	CCF1615	CCF1615	CCF1615	CCF1645	CCF1615
étagère suppl. inox	CCF1616	CCF1616	CCF1616	CCF1646	CCF1646