




Stockage en toute sécurité
des produits toxiques de chimiothérapie

Armoires pour produits cytotoxiques



1



2

- conformes aux normes CEI 66-5
- construction double paroi en acier galvanisé, épaisseur 10 mm, recouverte de peinture époxy résistante aux acides
- porte ouverture à 110°

Sécurité

- porte avec poignée et serrure de sécurité 4 points
- pictogrammes normalisés
- trois étagères inox 10/10 mm réglables en hauteur avec bac de rétention permettant de retenir les liquides en cas de fuite ou de casse

Ventilation / filtration

- aspiration des vapeurs par ventilateur intégré, 2900 tr/min, moteur IP44, débit 300 m³/h, niveau sonore < 60 dB, alimentation : 230 V - 50 Hz
- filtration par filtre au charbon actif à cartouche interchangeable et filtre HEPA H14 (efficacité 99,995%)
- rejet des vapeurs à l'extérieur du bâtiment obligatoire

	armoires 1 porte	armoires 2 portes
portes	1 porte	2 portes
dimensions interne (lxpxh)	550 x 550 x h1500 mm	1080 x 550 x h1500 mm
dimensions externes (lxpxh)	600 x 600 x h1900 mm	1140 x 600 x h1900 mm
poids portes pleines / vitrées	93 kg / 95 kg	130 kg / 133 kg
dim. étagère inox	490 x 550 x h30 mm	1030 x 550 x h30 mm
Armoires porte pleine	CCF1020 1	CCF1025
Armoires porte vitrée	CCF1030 2	CCF1035
options		
étagères suppl. acier inox	LMS922	LMS165
filtre à charbon actif de rechange	LMS102	LMS103
filtre HEPA de rechange	AC7030	AC7030

