

Anneaux de stabilisation



- anneaux lourds pour stabiliser les Erlens ou fioles immergés en bain-marie
- recouverts de PVC rouge

Ø int.	pour Erlens	référence	Prix HT
Ø 48 mm	125 à 500 ml	OML470	
Ø 56 mm	250 à 1000 ml	OML471	
Ø 61 mm	500 à 2000 ml	OML472	
Ø 74 mm	1000 à 4000 ml	OML473	


Bandes flexibles en plomb



- s'adaptent à toutes les formes de récipients
- bandes recouvertes de vinyle rouge, épaisseur 2,2 mm

dim.	poids	référence
51x178mm	160 g	F1832127

Serpentin en plomb



- s'adaptent à toutes les formes de récipients
- peut entourer le récipient, passer à travers les poignées ou être enroulé autour du col

dim.	poids	référence
Ø6,4x300mm	114 g	F18324

Anneaux de stabilisation fermés



- anneaux lourds pour stabiliser les Erlens ou fioles immergés en bain-marie
- recouverts de vinyle rouge

Ø int.	poids	pour Erlens	référence	Prix HT
Ø 19 mm	165 g	5 à 10 ml	F183073	
Ø 48 mm	220 g	125 à 500 ml	F183075	
Ø 51 mm	450 g	250 à 1000 ml	F1830710	
Ø 57 mm	680 g	500 à 2000 ml	F1830715	
Ø 70 mm	900 g	1000 à 4000 ml	F1830720	

Anneaux de stabilisation ouverts



- anneaux lourds pour stabiliser les Erlens ou fioles immergés en bain-marie
- recouverts de vinyle vert
- pour verreries complexes telles que les fioles à vide

Ø int.	poids	pour Erlens	référence	Prix HT
Ø 42 mm	230 g	125 à 500 ml	F1830805	
Ø 51 mm	450 g	250 à 1000 ml	F1830810	
Ø 54 mm	680 g	500 à 2000 ml	F1830820	
Ø 66 mm	900 g	1000 à 4000 ml	F1830840	

Anneau d'allourdissement en plomb revêtu de vinyle



- anneaux lourds pour stabiliser les Erlens ou fioles immergés en bain-marie
- en plomb avec revêtement en vinyle bleu
- forme ouverte en C

Ø int.	poids	pour Erlens	référence	Prix HT
Ø 51 mm	465 g	250 ml à 1 litre	MR0040	
Ø 54 mm	595 g	500 ml à 2 litres	MR0041	
Ø 66 mm	890 g	1 litre à 4 litres	MR0042	