

Thermostats à circulation Série CORIO CD +150°C Série CORIO CP +200°C

► pompe refoulante

- cuve en acier inox avec couvercle, poignée et robinet de vidange
- pompe refoulante, circulation interne et externe
- affichage de la température visible de loin
- serpentin de refroidissement de série, en option : deuxième serpentin de refroidissement fixé sur couvercle



	CORIO CD	CORIO CP
température	+20 à +150°C	+20 à +200°C
stabilité à 70°C	±0,03°C	±0,02°C
écran	LED blanc	LED blanc
puissance	2000 W	2000 W
sécurité de température	classe III	classe III
pompe refoulante	15 l/min 350 mbar	réglable 8 à 27 l/min 100 à 700 mbar
interface	USB	USB, RS232
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz



Réf. JULABO	température	capacité bain	ouverture bain	dim. ext. (lpxh)	référence	Prix HT
série CORIO CD						
CD-BC4	-20 à +150°C	4,5 litres	130 x 150 / p150	230 x 410 x h420	BM1410	
CD-BC6	-20 à +150°C	6 litres	130 x 150 / p200	240 x 440 x h470	BM1415	
CD-BC12	-20 à +150°C	12 litres	220 x 150 / p200	330 x 490 x h470	BM1420	
CD-BC26	-20 à +150°C	26 litres	260 x 350 / p200	390 x 620 x h480	BM1425	
série CORIO CP						
CP-BC4	-20 à +200°C	4,5 litres	130 x 150 / p150	230 x 410 x h420	BM1430	1
CP-BC6	-20 à +200°C	6 litres	130 x 150 / p200	240 x 440 x h470	BM1435	2
CP-BC12	-20 à +200°C	12 litres	220 x 150 / p200	330 x 490 x h470	BM1440	3
CP-BC26	-20 à +200°C	26 litres	260 x 350 / p200	390 x 620 x h480	BM1445	4
accessoires						
couvercle avec serpentin de refroidissement pour BC4 et BC6					BM1288	
couvercle avec serpentin de refroidissement pour BC12					BM1289	5

Thermostats à circulation Série MAGIO



Référence JULABO	MAGIO MS	MAGIO MX
température	+20 à +300°C	
exactitude	±0,01°C	
capacité max. de la cuve	100 litres	
interface	USB, RS232, Ethernet	
pont inox réglable	330 à 680 mm	
sécurité température DIN 12876-1	classe III	
puissance de chauffe	2000 W	3000 W
pompe	pression	240 à 920 mbar
	aspiration	30 à 400 mbar
	débit réglable	de 16 à 31 l/min.
calibration	10 points	

- grand écran tactile TFT haute résolution avec interface multilingue
- raccord Pt100 externe intégré
- isolation thermique haut de gamme des cuves
- très silencieux
- raccordement d'une pompe intégrée M16×1
- serpentin de refroidissement intégré Ø ext. 9,5 mm



Réf. JULABO	température	capacité bain	ouverture bain	dim. ext. (lpxh)	référence	Prix HT
MS-BC4	-20 à +300°C	4,5 litres	130 x 150 / p150	230 x 410 x h420	BM1450	1
MX-BC6	-20 à +300°C	6 litres	130 x 150 / p200	240 x 440 x h470	BM1455	2
MX-BC12	-20 à +300°C	12 litres	220 x 150 / p200	330 x 490 x h470	BM1460	3
MX-BC26	-20 à +300°C	26 litres	260 x 350 / p200	390 x 620 x h480	BM1465	4