

Bains-marie à agitation magnétique de +5 °C à +220 °C séries MS-H220

temp. max. + 220°C	vitesse max. 1500 tr/min	
------------------------------	------------------------------------	--



réf. DLAB	MS-H220-V3	MS-H220-V5
capacité	3 litres 1	5 litres
température max.	+5 à +220°C	+220°C
conditions ambiantes	+5°C à +40°C	+5°C à +40°C
stabilité	±1°C	±1°C
vitesse	100–1500 tr/min (±10 tr/min)	100–1500 tr/min (±10 tr/min)
longueur max. barreaux magnétique	40 mm	40 mm
dimensions cuve	Ø220×105 mm	Ø240×135 mm
dimensions appareil (L x P x H)	343 x 215 x 283 mm	343 x 228 x 283 mm
poids	6 kg	6,7 kg
minuterie	1 min – 99h59	1 min – 99h59
puissance	900 W	900 W
alimentation	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
Bains-marie	DG2213	DG2215

- cuve en verre borosilicaté
- fenêtre d'observation transparente
- base en acier inox
- bain double usage (huile et eau) avec agitation secondaire dans la cuve
- alarme sonore
- fonction minuterie
- commande tactile
- fonction de rotation inversée
- moteur DC sans balais
- affichage LCD (vitesse, temps, température)
- sonde externe (PT1000) incluse
- IP21