

Balances de précision Quintix®

exactitude

0,1 g

portée

3 à 6 kg

plateau inox

Ø 180 mm

SARTORIUS

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- mise à niveau en temps réel avec capteur optoélectronique intelligent et aide à l'écran
- protection par mot de passe, niveaux de sécurité personnalisés

- écran tactile couleur graphique
- modèles avec homologation disponibles sur demande
- dim. : 215 x 377 x h95 mm / 5,1 kg
- alimentation : 230 V - 50 Hz

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage interne automatique isoCAL	
3,2 kg	0,1 g	10 mg	20 mg	SR2190	
6,2 kg	0,1 g	10 mg	20 mg	SR2191	
accessoires SARTORIUS® page 753					
Pack batterie pour balances standard				SR2005	

Alerte & assistance
de mise à niveau

L'écran indique le ou les pieds à régler et le sens de réglage.

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- formulation
- mémoire valeur max.
- statistiques
- mélange
- conversion
- interface mini USB
- homologables **M1**



Balances économiques portée 1 à 2 kg

exactitude

0,1 g

portée

1 à 2 kg


plateau inox

130 x 130 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- grand affichage digital LCD rétroéclairé, chiffres hauteur 15 mm
- 12 unités de poids internationales
- possibilité de peser sous le plateau

- dim. : 163 x 245 x h79 mm / 1,3 kg
- alim. : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni ou piles 9 V, batterie externe rechargeable en option
- livrées avec housse de protection

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	référence	Prix HT
				étalonnage externe	
1 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	PCB1001	
2 kg	0,1 g	0,1 g	± 0,2 g	PCB2000	
accessoires série A page 751					
Batterie externe autonomie 230 h				BM5101	



- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- fonction BPL
- formulation
- statistiques
- interface RS232

Balances économiques IoT-Line

exactitude

0,01 g - 0,001 g

portée

360 à 3600 g

plateau inox

130 x 130 mm

plateau inox

82 mm

- technologie de pesée : jauge de contrainte
- grand affichage digital LCD rétroéclairé, chiffres hauteur 21 mm
- alim. : 230 V - 50 Hz avec adaptateur fourni ou piles 4x1.5 V
- livrées avec housse de protection

portée	exactitude	reproductibilité	linéarité	dim. / poids	surface de pesée	référence	Prix HT
						étalonnage externe	
360 g	0,001 g	0,002 g	± 0,005 g	1163 x 245 x h65 mm / 0,85 kg	Ø 82 mm	PCB3003 [1]	
3600 g	0,01 g	0,02 g	± 0,05 g	1163 x 245 x h65 mm / 1,6 kg	130 x 130 mm	PCB30002 [2]	

**[1]**

- compte-pièce
- pesée d'animaux
- pesée en %
- contrôle mini / maxi
- formulation

**[2]**

Imprimantes série A pour balances


Imprimante d'étiquettes



- en plastique
- impression par aiguille
- indication de la date et de l'heure
- fonctions statistiques : totalisation écart-type, variance, intervalle, valeur limite sup. / inf. etc.
- étiquetage des lots en clair et fonction de totalisation
- livrée avec adaptateur secteur 230 V
- écran LCD

	Imprimante BPL statistiques
type papier	papier classique
vitesse impression	1,7 lignes / sec
nombre de caractères par ligne	40 caractères/ligne
largeur papier	57 mm
dimensions (lxpxh)	114,6 x 188,2 x h86,6 mm
alimentation	230 V
interface	RS232
Imprimantes pour balances	BM5050
papier de rechange	
rouleau de papier pour imprimante	

Câbles d'interface balance / imprimante



type de balance	câble
BED, DE, FKB, PCB, TB6000, TB7000	BM5002
BLB	BM5005
ABJ, ABS, ABT	BM5007
PFB	BM5009

Imprimantes pour balances Sartorius®

Imprimante thermique
lisibilité du ticket : quelques mois

Imprimante
à transfert thermique
lisibilité du ticket : 15 ans

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions
statistiques, date et heure

Imprimante matricielle
avec compteur, fonctions
statistiques, date et heure



1



2



3



4

compatibles Entris II, Quintix Pro

	Imprimante thermique	Imprimante à transfert thermique	Imprimante matricielle	Imprimante matricielle
consommable en rouleaux	papier thermique, standard ou autocollant (5 rouleaux de papier thermique inclus)	papier thermique, standard ou autocollant (non inclus)	papier standard (5 rouleaux inclus)	papier standard (2 rouleaux inclus)
résolution / largeur papier	203 dpi / 56 mm	203 dpi / 54 mm	203 dpi / 57 mm	203 dpi / 57 mm
vitesse d'impression	100 mm / seconde	100 mm / seconde	2,5 lignes / seconde	1,7 lignes / seconde
dimensions (lxpxh) / poids	125 x 200 x h125 mm / 1,2 kg	241 x 140 x h177 mm / 1,5 kg	155 x 215 x h75 mm / 0,9 kg	188 x 114 x h86 mm
alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V
interface	USB-B (câble inclus)	USB-B / RS232	RS232 (câble inclus)	USB-B / RS232
Imprimantes		SR2000 2	BSA91001 3	SR2004 4
consommables pour imprimantes thermiques				
rouleaux de papier thermique standard	SR2017 les 5	SR2015 l'unité	-	-
rouleaux de papier thermique autocollant en continu	SR2018 les 5	SR2016 l'unité	-	-
consommables pour imprimante matricielle				
rouleaux de papier standard	-	-	BSA91007 les 5	BSA91009 les 10
ruban encreur	-	-	BSA91008 l'unité	BSA91008 l'unité
câbles				
câble Mini USB / USB A 9 broches, 1 mètre	-	SR2006 l'unité	-	-
câble Mini USB / RS232 9 broches, 1 mètre	(inclus)	SR2007 l'unité	-	-
câble Mini USB / RS232 25 broches, 1 mètre	-	SR2008 l'unité	-	-
câble USB C > USB B, 1,5 mètre pour imprimantes	-	-	-	SR2023 l'unité
câble USB C > USB A, 1,5 mètre pour PC	-	-	-	SR2024 l'unité

Kit de détermination de la densité Sartorius®

Contenu du kit

- cadre en métal
- plaque métallique
- support d'échantillon
- tamis pour immerger des échantillons
- plongeur en verre
- anneau de compensation
- réipients (Ø 90 mm et Ø 55 mm)

- thermomètre
- clip de fixation
- adaptateur pour Secura®, Quintix® et Practum®
- adaptateur pour balances d'analyse CPA
- adaptateur pour balances d'analyse BSA
- adaptateur pour balances d'analyse Entris®
- support de pesée

! Pour balances gamme :
Secura®, Quintix®,
Practum®, Entris®.



référence	Prix HT
SR2009 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,01 mg	
SR2013 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 0,1 mg / 1 mg	
SR2014 Kit de détermination de la densité pour balance avec précision de 10 mg	