

Poids étalons E1



- fil d'alliage de Cobalt ou cylindre monobloc en acier inox, suivant modèle
- masse volumique, rugosité, susceptibilité magnétique, magnétisation permanente, conformes aux recommandations OIML R111
- modèles avec certificat d'étalonnage COFRAC
- coffrets en option

Domaines d'utilisation :

- étalonnage des poids de classe E2 jusqu'à 50kg
- étalonnage d'instruments de pesage dont le nombre d'échelons (= portée Max d'un instrument / résolution) > 1 000 000
- vérification et calibrage d'instruments de pesage de classe I

poids	forme	tolérance	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			poids sans certificat		poids avec certificat COFRAC		coffret en bois (sans poids)		boîte en plastique (sans poids)	
Poids E1 : fil d'alliage de Cobalt 1										
1 mg	triangle	±0,003 mg	ZE1001		ZE1001C		ZE10098		ZE10099	
2 mg	carré	±0,003 mg	ZE1002		ZE1002C		ZE10098		ZE10099	
5 mg	pentagonal	±0,003 mg	ZE1005		ZE1005C		ZE10098		ZE10099	
10 mg	triangle	±0,003 mg	ZE1010		ZE1010C		ZE10098		ZE10099	
20 mg	carré	±0,003 mg	ZE1020		ZE1020C		ZE10098		ZE10099	
50 mg	pentagonal	±0,004 mg	ZE1050		ZE1050C		ZE10098		ZE10099	
100 mg	triangle	±0,005 mg	ZE1100		ZE1100C		ZE10098		ZE10099	
200 mg	carré	±0,006 mg	ZE1200		ZE1200C		ZE10098		ZE10099	
500 mg	pentagonal	±0,008 mg	ZE1500		ZE1500C		ZE10098		ZE10099	
Poids E1 : cylindre monobloc en acier inox 2										
1 g	cylindre	±0,010 mg	ZE100001		ZE100001C		ZE10081		ZE10071	
2 g	cylindre	±0,012 mg	ZE100002		ZE100002C		ZE10082		ZE10071	
5 g	cylindre	±0,016 mg	ZE100005		ZE100005C		ZE10083		ZE10071	
10 g	cylindre	±0,020 mg	ZE100010		ZE100010C		ZE10084		ZE10072	
20 g	cylindre	±0,025 mg	ZE100020		ZE100020C		ZE10085		ZE10072	
50 g	cylindre	±0,030 mg	ZE100050		ZE100050C		ZE10086		ZE10072	
100 g	cylindre	±0,050 mg	ZE100100		ZE100100C		ZE10087		ZE10073	
200 g	cylindre	±0,10 mg	ZE100200		ZE100200C		ZE10088		ZE10073	
500 g	cylindre	±0,25 mg	ZE100500		ZE100500C		ZE10089		ZE10074	
1 kg	cylindre	±0,50 mg	ZE101000		ZE101000C		ZE10090		ZE10074	
2 kg	cylindre	±1,0 mg	ZE102000		ZE102000C		ZE10091		ZE10074	
5 kg	cylindre	±2,50 mg	ZE105000		ZE105000C		ZE10092		ZE10075	
10 kg	cylindre	±5,00 mg	ZE110000		ZE110000C		ZE10093		ZE10076	
20 kg	cylindre	±10,00 mg	ZE120000		ZE120000C		ZE10094		ZE10077	

Séries de poids étalons E1 en coffret

modèles avec
certificat COFRAC



poids	nombre de poids	totalisant	1 mg	2 mg	5 mg	10 mg	20 mg	50 mg	100 mg	200 mg	500 mg	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	100 g	200 g	500 g	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	
			Série de poids en coffret en bois																			Série de poids en valise en plastique										
																						sans certificat	avec certificat COFRAC	sans certificat	avec certificat COFRAC							
1 mg à 500 mg	12 poids	1,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1														ZE101	ZE101C	ZE121	ZE121C				
1 mg à 50 g	20 poids	111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1								ZE102	ZE102C	ZE122	ZE122C				
1 mg à 100 g	21 poids	211,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1							ZE103	ZE103C	ZE123	ZE123C				
1 mg à 200 g	23 poids	611,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2						ZE104	ZE104C	ZE124	ZE124C				
1 mg à 500 g	24 poids	1111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1					ZE105	ZE105C	ZE125	ZE125C				
1 mg à 1 kg	25 poids	2111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1				ZE106	ZE106C	ZE126	ZE126C				
1 mg à 2 kg	27 poids	6111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2			ZE107	ZE107C	ZE127	ZE127C				
1 mg à 5 kg	28 poids	11111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1		ZE108	ZE108C	ZE128	ZE128C				
1 mg à 10 kg	29 poids	21111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	-	-	ZE129	ZE129C				
1 g à 50 g	8 poids	110,00 g										1	2	1	1	2	1							ZE110	ZE110C	ZE130	ZE130C					
1 g à 100 g	9 poids	210,00 g										1	2	1	1	2	1	1						ZE111	ZE111C	ZE131	ZE131C					
1 g à 200 g	11 poids	610,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2					ZE112	ZE112C	ZE132	ZE132C					
1 g à 500 g	12 poids	1110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1				ZE113	ZE113C	ZE133	ZE133C					
1 g à 1 kg	13 poids	2110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1			ZE114	ZE114C	ZE134	ZE134C					
1 g à 2 kg	15 poids	6110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2		ZE115	ZE115C	ZE135	ZE135C					
1 g à 5 kg	16 poids	11110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	ZE116	ZE116C	ZE136	ZE136C					
1 g à 10 kg	17 poids	21110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	-	-	ZE137	ZE137C					

Poids étalons E2

modèles avec
certificat COFRAC



- fil d'alliage de Cobalt ou cylindre monobloc en acier inox, suivant modèle
- masse volumique, rugosité, susceptibilité magnétique, magnétisation permanente, conformes aux recommandations OIML R111
- modèles avec certificat d'étalonnage COFRAC
- coffrets en option

Domaines d'utilisation :

- étalonnage des poids de classe F1 jusqu'à 1000kg
- étalonnage d'instruments de pesage dont le nombre d'échelons (= portée Max d'un instrument / résolution) > 100 000
- vérification et calibrage d'instruments de pesage de classe I ou II

poids	forme	tolérance	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			poids sans certificat		poids avec certificat COFRAC		coffret en bois (sans poids)		boîte en plastique (sans poids)		Coffret plastique + E2 + certificat COFRAC		Coffret plastique + E2	
Poids E2 : fil d'alliage de Cobalt 1														
1 mg	triangle	±0,006 mg	ZE2001		ZE2001C		ZE10098		ZE10099					
2 mg	carré	±0,006 mg	ZE2002		ZE2002C		ZE10098		ZE10099					
5 mg	pentagonal	±0,006 mg	ZE2005		ZE2005C		ZE10098		ZE10099					
10 mg	triangle	±0,008 mg	ZE2010		ZE2010C		ZE10098		ZE10099					
20 mg	carré	±0,010 mg	ZE2020		ZE2020C		ZE10098		ZE10099					
50 mg	pentagonal	±0,012 mg	ZE2050		ZE2050C		ZE10098		ZE10099		ZE2050CB			
100 mg	triangle	±0,016 mg	ZE2100		ZE2100C		ZE10098		ZE10099		ZE2100CB		ZE2100B	
200 mg	carré	±0,020 mg	ZE2200		ZE2200C		ZE10098		ZE10099		ZE2200CB			
500 mg	pentagonal	±0,025 mg	ZE2500		ZE2500C		ZE10098		ZE10099		ZE2500CB			
Poids E2 : cylindre monobloc en acier inox 2														
1 g	cylindre	±0,03 mg	ZE200001		ZE200001C		ZE10081		ZE10071		ZE200001CB			
2 g	cylindre	±0,04 mg	ZE200002		ZE200002C		ZE10082		ZE10071		ZE200002CB			
5 g	cylindre	±0,05 mg	ZE200005		ZE200005C		ZE10083		ZE10071		ZE200005CB			
10 g	cylindre	±0,06 mg	ZE200010		ZE200010C		ZE10084		ZE10072		ZE200010CB			
20 g	cylindre	±0,08 mg	ZE200020		ZE200020C		ZE10085		ZE10072		ZE200020CB		ZE200020B	
50 g	cylindre	±0,10 mg	ZE200050		ZE200050C		ZE10086		ZE10072		ZE200050CB		ZE200050B	
100 g	cylindre	±0,16 mg	ZE200100		ZE200100C		ZE10087		ZE10073		ZE200100CB		ZE200100B	
200 g	cylindre	±0,3 mg	ZE200200		ZE200200C		ZE10088		ZE10073		ZE200200CB		ZE200200B	
500 g	cylindre	±0,8 mg	ZE200500		ZE200500C		ZE10089		ZE10074				ZE200500B	
1 kg	cylindre	±1,6 mg	ZE201000		ZE201000C		ZE10090		ZE10074		ZE201000CB		ZE201000B	
2 kg	cylindre	±3 mg	ZE202000		ZE202000C		ZE10091		ZE10074					
5 kg	cylindre	±8 mg	ZE205000		ZE205000C		ZE10092		ZE10075					
10 kg	cylindre	±16 mg	ZE210000		ZE210000C		ZE10093		ZE10076					
20 kg	cylindre	±30 mg	ZE220000		ZE220000C		ZE10094		ZE10077					

Poids étalons E2

modèles avec
certificat COFRAC



- fil d'alliage de Cobalt ou cylindre monobloc en acier inox, suivant modèle
- masse volumique, rugosité, susceptibilité magnétique, magnétisation permanente, conformes aux recommandations OIML R111
- modèles avec certificat d'étalonnage COFRAC
- coffrets en option

Domaines d'utilisation :

- étalonnage des poids de classe F1 jusqu'à 1000kg
- étalonnage d'instruments de pesage dont le nombre d'échelons (= portée Max d'un instrument / résolution) > 100 000
- vérification et calibrage d'instruments de pesage de classe I ou II

poids	forme	tolérance	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			poids sans certificat		poids avec certificat COFRAC		coffret en bois (sans poids)		boîte en plastique (sans poids)	
Poids E2 : fil d'alliage de Cobalt [1]										
1 mg	triangle	±0,006 mg	ZE2001		ZE2001C		ZE10098		ZE10099	
2 mg	carré	±0,006 mg	ZE2002		ZE2002C		ZE10098		ZE10099	
5 mg	pentagonal	±0,006 mg	ZE2005		ZE2005C		ZE10098		ZE10099	
10 mg	triangle	±0,008 mg	ZE2010		ZE2010C		ZE10098		ZE10099	
20 mg	carré	±0,010 mg	ZE2020		ZE2020C		ZE10098		ZE10099	
50 mg	pentagonal	±0,012 mg	ZE2050		ZE2050C		ZE10098		ZE10099	
100 mg	triangle	±0,016 mg	ZE2100		ZE2100C		ZE10098		ZE10099	
200 mg	carré	±0,020 mg	ZE2200		ZE2200C		ZE10098		ZE10099	
500 mg	pentagonal	±0,025 mg	ZE2500		ZE2500C		ZE10098		ZE10099	
Poids E2 : cylindre monobloc en acier inox [2]										
1 g	cylindre	±0,03 mg	ZE200001		ZE200001C		ZE10081		ZE10071	
2 g	cylindre	±0,04 mg	ZE200002		ZE200002C		ZE10082		ZE10071	
5 g	cylindre	±0,05 mg	ZE200005		ZE200005C		ZE10083		ZE10071	
10 g	cylindre	±0,06 mg	ZE200010		ZE200010C		ZE10084		ZE10072	
20 g	cylindre	±0,08 mg	ZE200020		ZE200020C		ZE10085		ZE10072	
50 g	cylindre	±0,10 mg	ZE200050		ZE200050C		ZE10086		ZE10072	
100 g	cylindre	±0,16 mg	ZE200100		ZE200100C		ZE10087		ZE10073	
200 g	cylindre	±0,3 mg	ZE200200		ZE200200C		ZE10088		ZE10073	
500 g	cylindre	±0,8 mg	ZE200500		ZE200500C		ZE10089		ZE10074	
1 kg	cylindre	±1,6 mg	ZE201000		ZE201000C		ZE10090		ZE10074	
2 kg	cylindre	±3 mg	ZE202000		ZE202000C		ZE10091		ZE10074	
5 kg	cylindre	±8 mg	ZE205000		ZE205000C		ZE10092		ZE10075	
10 kg	cylindre	±16 mg	ZE210000		ZE210000C		ZE10093		ZE10076	
20 kg	cylindre	±30 mg	ZE220000		ZE220000C		ZE10094		ZE10077	

Séries de poids étalons E2 en coffret

modèles avec
certificat COFRAC



poids	nombre de poids	totalisant	1 mg	2 mg	5 mg	10 mg	20 mg	50 mg	100 mg	200 mg	500 mg	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	100 g	200 g	500 g	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
															Série de poids en coffret en bois										Série de poids en valise en plastique							
															sans certificat										avec certificat COFRAC		sans certificat		avec certificat COFRAC			
1 mg à 500 mg	12 poids	1,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1														ZE201		ZE201C		ZE221		ZE221C	
1 mg à 50 g	20 poids	111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1								ZE202		ZE202C		ZE222		ZE222C	
1 mg à 100 g	21 poids	211,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1							ZE203		ZE203C		ZE223		ZE223C	
1 mg à 200 g	23 poids	611,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2						ZE204		ZE204C		ZE224		ZE224C	
1 mg à 500 g	24 poids	1111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1					ZE205		ZE205C		ZE225		ZE225C	
1 mg à 1 kg	25 poids	2111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1				ZE206		ZE206C		ZE226		ZE226C	
1 mg à 2 kg	27 poids	6111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2			ZE207		ZE207C		ZE227		ZE227C	
1 mg à 5 kg	28 poids	11111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1		ZE208		ZE208C		ZE228		ZE228C	
1 mg à 10 kg	29 poids	21111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	ZE229		ZE229C	
1 g à 50 g	8 poids	110,00 g										1	2	1	1	2	1								ZE210		ZE210C		ZE230		ZE230C	
1 g à 100 g	9 poids	210,00 g										1	2	1	1	2	1	1							ZE211		ZE211C		ZE231		ZE231C	
1 g à 200 g	11 poids	610,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2						ZE212		ZE212C		ZE232		ZE232C	
1 g à 500 g	12 poids	1110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1					ZE213		ZE213C		ZE233		ZE233C	
1 g à 1 kg	13 poids	2110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1				ZE214		ZE214C		ZE234		ZE234C	
1 g à 2 kg	15 poids	6110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2			ZE215		ZE215C		ZE235		ZE235C	
1 g à 5 kg	16 poids	11110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1		ZE216		ZE216C		ZE236		ZE236C	
1 g à 10 kg	17 poids	21110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	-	-	-	-	ZE237		ZE237C	

modèles avec
certificat COFRAC

1

2

- ### Domaines d'utilisation :

- étalonnage des poids de classe F2 jusqu'à 5000kg
- étalonnage d'instruments de pesage dont le nombre d'échelons (= portée Max d'un instrument / résolution) > 30 000
- vérification et calibrage d'instruments de pesage de classe II

Séries de poids étalons F1 en coffret

-  modèles avec
certificat COFRAC

poids	nombre de poids	totalisant	1 mg	2 mg	5 mg	10 mg	20 mg	50 mg	100 mg	200 mg	500 mg	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	100 g	200 g	500 g	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			Série de poids en coffret en bois																			Série de poids en valise en plastique								
																						sans certificat	avec certificat COFRAC	sans certificat	avec certificat COFRAC					
1 mg à 500 mg	12 poids	1,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1														ZF101	ZF101C	ZF121	ZF121C		
1 mg à 50 g	20 poids	111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1								ZF102	ZF102C	ZF122	ZF122C		
1 mg à 100 g	21 poids	211,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1							ZF103	ZF103C	ZF123	ZF123C		
1 mg à 200 g	23 poids	611,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2						ZF104	ZF104C	ZF124	ZF124C		
1 mg à 500 g	24 poids	1111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1					ZF105	ZF105C	ZF125	ZF125C		
1 mg à 1 kg	25 poids	2111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1				ZF106	ZF106C	ZF126	ZF126C		
1 mg à 2 kg	27 poids	6111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2			ZF107	ZF107C	ZF127	ZF127C		
1 mg à 5 kg	28 poids	11111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1		ZF108	ZF108C	ZF128	ZF128C		
1 mg à 10 kg	29 poids	21111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	-	-		ZF129	ZF129C	
1 g à 50 g	8 poids	110,00 g										1	2	1	1	2	1								ZF110	ZF110C	ZF130	ZF130C		
1 g à 100 g	9 poids	210,00 g										1	2	1	1	2	1	1							ZF111	ZF111C	ZF131	ZF131C		
1 g à 200 g	11 poids	610,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2						ZF112	ZF112C	ZF132	ZF132C		
1 g à 500 g	12 poids	1110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1					ZF113	ZF113C	ZF133	ZF133C		
1 g à 1 kg	13 poids	2110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1				ZF114	ZF114C	ZF134	ZF134C		
1 g à 2 kg	15 poids	6110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2			ZF115	ZF115C	ZF135	ZF135C		
1 g à 5 kg	16 poids	11110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1		ZF116	ZF116C	ZF136	ZF136C		
1 g à 10 kg	17 poids	21110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	-	-		ZF137	ZF137C	

Poids étalons F2

modèles avec
certificat COFRAC



- fil d'alliage de Cobalt ou cylindre monobloc en acier inox, suivant modèle
- masse volumique, rugosité, susceptibilité magnétique, magnétisation permanente conformes aux recommandations OIML R111
- modèles avec certificat d'étalonnage COFRAC
- coffrets en option

Domaines d'utilisation :

- étalonnage des poids de classe M1 jusqu'à 5000kg
- étalonnage d'instruments de pesage dont le nombre d'échelons (= portée Max d'un instrument / résolution) > 10 000
- vérification et calibrage d'instruments de pesage de classe II

poids	forme	tolérance	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			poids sans certificat		poids avec certificat COFRAC		coffret en bois (sans poids)		boîte en plastique (sans poids)	
Poids F2 : fil d'alliage de Cobalt [1]										
1 mg	triangle	±0,06 mg	ZF2001		ZF2001C		ZE10098		ZE10099	
2 mg	carré	±0,06 mg	ZF2002		ZF2002C		ZE10098		ZE10099	
5 mg	pentagonal	±0,06 mg	ZF2005		ZF2005C		ZE10098		ZE10099	
10 mg	triangle	±0,08 mg	ZF2010		ZF2010C		ZE10098		ZE10099	
20 mg	carré	±0,10 mg	ZF2020		ZF2020C		ZE10098		ZE10099	
50 mg	pentagonal	±0,12 mg	ZF2050		ZF2050C		ZE10098		ZE10099	
100 mg	triangle	±0,16 mg	ZF2100		ZF2100C		ZE10098		ZE10099	
200 mg	carré	±0,20 mg	ZF2200		ZF2200C		ZE10098		ZE10099	
500 mg	pentagonal	±0,25 mg	ZF2500		ZF2500C		ZE10098		ZE10099	
Poids F2 : cylindre monobloc en acier inox [2]										
1 g	cylindre	±0,3 mg	ZF200001		ZF200001C		ZE10081		ZE10071	
2 g	cylindre	±0,4 mg	ZF200002		ZF200002C		ZE10082		ZE10071	
5 g	cylindre	±0,5 mg	ZF200005		ZF200005C		ZE10083		ZE10071	
10 g	cylindre	±0,6 mg	ZF200010		ZF200010C		ZE10084		ZE10072	
20 g	cylindre	±0,8 mg	ZF200020		ZF200020C		ZE10085		ZE10072	
50 g	cylindre	±1,0 mg	ZF200050		ZF200050C		ZE10086		ZE10072	
100 g	cylindre	±1,6 mg	ZF200100		ZF200100C		ZE10087		ZE10073	
200 g	cylindre	±3 mg	ZF200200		ZF200200C		ZE10088		ZE10073	
500 g	cylindre	±8 mg	ZF200500		ZF200500C		ZE10089		ZE10074	
1 kg	cylindre	±16 mg	ZF201000		ZF201000C		ZE10090		ZE10074	
2 kg	cylindre	±30 mg	ZF202000		ZF202000C		ZE10091		ZE10074	
5 kg	cylindre	±80 mg	ZF205000		ZF205000C		ZE10092		ZE10075	
10 kg	cylindre	±160 mg	ZF210000		ZF210000C		ZE10093		ZE10076	
20 kg	cylindre	±300 mg	ZF220000		ZF220000C		ZE10094		ZE10077	

Séries de poids étalons F2 en coffret

modèles avec
certificat COFRAC



poids	nombre de poids	totalisant	1 mg	2 mg	5 mg	10 mg	20 mg	50 mg	100 mg	200 mg	500 mg	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	100 g	200 g	500 g	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT		Prix HT
			Série de poids en coffret en bois																				Série de poids en valise en plastique							
																							sans certificat	avec certificat COFRAC	sans certificat	avec certificat COFRAC				
1 mg à 500 mg	12 poids	1,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1														ZF201		ZF201C	ZF221	ZF221C	
1 mg à 50 g	20 poids	111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1								ZF202		ZF202C	ZF222	ZF222C	
1 mg à 100 g	21 poids	211,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1							ZF203		ZF203C	ZF223	ZF223C	
1 mg à 200 g	23 poids	611,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2						ZF204		ZF204C	ZF224	ZF224C	
1 mg à 500 g	24 poids	1111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1					ZF205		ZF205C	ZF225	ZF225C	
1 mg à 1 kg	25 poids	2111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1				ZF206		ZF206C	ZF226	ZF226C	
1 mg à 2 kg	27 poids	6111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2			ZF207		ZF207C	ZF227	ZF227C	
1 mg à 5 kg	28 poids	11111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1		ZF208		ZF208C	ZF228	ZF228C	
1 mg à 10 kg	29 poids	21111,11 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1				ZF229	ZF229C	
1 g à 50 g	8 poids	110,00 g										1	2	1	1	2	1								ZF210		ZF210C	ZF230	ZF230C	
1 g à 100 g	9 poids	210,00 g										1	2	1	1	2	1	1							ZF211		ZF211C	ZF231	ZF231C	
1 g à 200 g	11 poids	610,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2						ZF212		ZF212C	ZF232	ZF232C	
1 g à 500 g	12 poids	1110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1					ZF213		ZF213C	ZF233	ZF233C	
1 g à 1 kg	13 poids	2110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1				ZF214		ZF214C	ZF234	ZF234C	
1 g à 2 kg	15 poids	6110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2			ZF215		ZF215C	ZF235	ZF235C	
1 g à 5 kg	16 poids	11110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1		ZF216		ZF216C	ZF236	ZF236C	
1 g à 10 kg	17 poids	21110,00 g										1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1				ZF237	ZF237C	